

SENSITITRE
CMC3CDCS
Fastidious Reference Card

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ERY 0.03	ERY 0.06	ERY 0.12	ERY 0.25	ERY 0.5	ERY 1	ERY 2	ERY 4	ERY 8	ERY 16	ERY 32	DTS 1/0.5
B	CLI 0.03	CLI 0.06	CLI 0.12	CLI 0.25	CLI 0.5	CLI 1	CLI 2	MERO 0.06	MERO 0.12	MERO 0.25	MERO 0.5	MERO 1
C	SXT 0.12/2.38	SXT 0.25/4.75	SXT 0.5/9.5	SXT 1/19	SXT 2/38	SXT 4/76	TET 0.25	TET 0.5	TET 1	TET 2	TET 4	TET 8
D	PEN 0.03	PEN 0.06	PEN 0.12	PEN 0.25	PEN 0.5	PEN 1	PEN 2	PEN 4	PEN 8	PEN 16	RIF 2	LZD 2
E	AMOX 0.03	AMOX 0.06	AMOX 0.12	AMOX 0.25	AMOX 0.5	AMOX 1	AMOX 2	AMOX 4	AMOX 8	SYN 1	LEVO 0.5	LEVO 1
F	FOT 0.06	FOT 0.12	FOT 0.25	FOT 0.5	FOT 1	FOT 2	FOT 4	FOT 8	FOT 16	LEVO 2	LEVO 4	LEVO 8
G	AXO 0.03	AXO 0.06	AXO 0.12	AXO 0.25	AXO 0.5	AXO 1	AXO 2	AXO 4	AXO 8	AXO 16	CIP 2	CIP 4
H	CHL 2	CHL 4	CHL 8	FUR 0.5	FUR 1	FUR 2	VAN 0.12	VAN 0.25	VAN 0.5	VAN 1	POS	POS

Indicates Sensititre® range where different to CLSI M100/M45. For current Quality Control ranges refer to QC range document.

Sensititre® Bereich wo unterschiedlich zu CLSI M100/M45. Für gegenwärtige Qualitätskontrolle beziehen sich Strecken auf QC Strecke Dokument.

Indica el rango esperado con Sensititre® en caso de diferir del establecido por el CLSI M100/M45. Para el control de calidad actual las gamas refieren al documento de la gama de QC.

Indicare il range del Sensititre® laddove è differente dal CLSI M100/M45. Per controllo di qualità corrente le gamme si riferiscono al documento della gamma di QC.

Διέχει τη σειρά Sensititre® όπου διαφορετικός σε CLSI M100/M45. Για τον τρέχοντα ποιοτικό έλεγχο οι σειρές αναφέρονται qc στο έγγραφο σειράς.

Indique où la gamme Sensititre® est différente à CLSI M100/M45. Pour les gammes actuelles du contrôle Qualité, se referer au document de gamme de QC.

ANTIMICROBICS

ERY	Erythromycin
CLI	Clindamycin
SXT	Trimethoprim / sulfamethoxazole
PEN	Penicillin
AMOX	Amoxicillin
FOT	Cefotaxime
AXO	Ceftriaxone
CHL	Chloramphenicol
FUR	Cefuroxime
TET	Tetracycline
VAN	Vancomycin
MERO	Meropenem
SYN	Quinupristin / dalfopristin
LEVO	Levofloxacin
RIF	Rifampin
CIP	Ciprofloxacin
POS	Positive Control
DTS	Erythromycin 1 / Clindamycin 0.5
LZD	Linezolid

RANGES

Antimicrobic

Antimicrobic	Organism	Range ($\mu\text{g/ml}$)
Cefotaxime	Haemophilus influenzae (ATCC 49247)	0.12–0.5
Ceftriaxone	Haemophilus influenzae (ATCC 49247)	0.06–0.25
Chloramphenicol	Haemophilus influenzae (ATCC 49247)	0.25–1
Ciprofloxacin	Haemophilus influenzae (ATCC 49247)	0.004–0.03
Levofloxacin	Haemophilus influenzae (ATCC 49247)	0.008–0.03
Quinupristin / dalfopristin	Haemophilus influenzae (ATCC 49247)	2–8
Rifampin	Haemophilus influenzae (ATCC 49247)	0.25–1
Tetracycline	Haemophilus influenzae (ATCC 49247)	4–32
Trimethoprim / sulfamethoxazole	Haemophilus influenzae (ATCC 49247)	0.03/0.59–0.25/4.75
Cefuroxime	Haemophilus influenzae (ATCC 49766)	0.25–1
Meropenem	Haemophilus influenzae (ATCC 49766)	0.03–0.12
Amoxicillin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.03–0.12
Cefotaxime	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.03–0.12
Ceftriaxone	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.03–0.12
Cefuroxime	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.25–1
Chloramphenicol	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	2–8
Ciprofloxacin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.25–1
Clindamycin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.03–0.12
Erythromycin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.03–0.12
Levofloxacin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.5–2
Linezolid	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.5–2
Meropenem	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.06–0.25
Penicillin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.25–1
Quinupristin / dalfopristin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.25–1
Rifampin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.015–0.06
Tetracycline	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.12–0.5
Trimethoprim / sulfamethoxazole	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.12/2.4–1/19
Vancomycin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.12–0.5

CMC3CDCS											
ERY 0.03	ERY 0.06	ERY 0.12	ERY 0.25	ERY 0.5	ERY 1	ERY 2	ERY 4	ERY 8	ERY 16	ERY 32	DTS 1/0.5
CLI 0.03	CLI 0.06	CLI 0.12	CLI 0.25	CLI 0.5	CLI 1	CLI 2	MERO 0.06	MERO 0.12	MERO 0.25	MERO 0.5	MERO 1
SXT 0.12/2.38	SXT 0.25/4.75	SXT 0.5/9.5	SXT 1/19	SXT 2/38	SXT 4/76	TET 0.25	TET 0.5	TET 1	TET 2	TET 4	TET 8
PEN 0.03	PEN 0.06	PEN 0.12	PEN 0.25	PEN 0.5	PEN 1	PEN 2	PEN 4	PEN 8	PEN 16	RIF 2	LZD 2
AMOX 0.03	AMOX 0.06	AMOX 0.12	AMOX 0.25	AMOX 0.5	AMOX 1	AMOX 2	AMOX 4	AMOX 8	SYN 1	LEVO 0.5	LEVO 1
FOT 0.06	FOT 0.12	FOT 0.25	FOT 0.5	FOT 1	FOT 2	FOT 4	FOT 8	FOT 16	LEVO 2	LEVO 4	LEVO 8
AXO 0.03	AXO 0.06	AXO 0.12	AXO 0.25	AXO 0.5	AXO 1	AXO 2	AXO 4	AXO 8	AXO 16	CIP 2	CIP 4
CHL 2	CHL 4	CHL 8	FUR 0.5	FUR 1	FUR 2	VAN 0.12	VAN 0.25	VAN 0.5	VAN 1	POS	POS