

SENSITITRE
NLP2F
Standard Reference Card

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	AMOX 0.06	AMOX 0.12	AMOX 0.25	AMOX 0.5	AMOX 1	AMOX 2	AMOX 4	AMOX 8	TMP 1	TMP 2	TMP 4	TMP 8
B	CPT 0.12	CPT 0.25	CPT 0.5	CPT 1	CPT 2	CPT 4	CPT 8	CPT 16	SXT 0.5/9.5	SXT 1/19	SXT 2/38	SXT 4/76
C	PEN 0.06	PEN 0.12	PEN 0.25	PEN 0.5	PEN 1	PEN 2	VAN 0.25	VAN 0.5	VAN 1	VAN 2	VAN 4	VAN 8
D	CLI 0.12	CLI 0.25	CLI 0.5	CLI 1	CLI 2	CLI 4	RIF 0.03	RIF 0.06	RIF 0.12	RIF 0.25	RIF 0.5	RIF 1
E	GEN 0.25	GEN 0.5	GEN 1	GEN 2	GEN 4	GEN 128	TOB 0.25	TOB 0.5	TOB 1	TOB 2	TOB 4	TOB 128
F	CIP 0.12	CIP 0.25	CIP 0.5	CIP 1	CIP 2	LZD 0.5	LZD 1	LZD 2	LZD 4	LZD 8	DT1	DT2
G	TEI 0.5	TEI 1	TEI 2	TEI 4	TEI 8	DOX 0.5	DOX 1	DOX 2	DOX 4	NIT 32	NIT 64	NEG CON
H	ERY 0.5	ERY 1	ERY 2	ERY 4	FUS 0.5	FUS 1	FUS 2	MUP 1	MUP 256	POS CON	POS CON	POS CON

ANTIMICROBICS

AMOX	Amoxicillin
CPT	Ceftaroline
PEN	Penicillin
CLI	Clindamycin
GEN	Gentamicin
CIP	Ciprofloxacin
TEI	Teicoplanin
ERY	Erythromycin
FUS	Fusidate
LZD	Linezolid
DOX	Doxycycline
VAN	Vancomycin
RIF	Rifampin
TOB	Tobramycin
MUP	Mupirocin
TMP	Trimethoprim
SXT	Trimethoprim / sulfamethoxazole
NIT	Nitrofurantoin
POS	Positive Control
DT1	D Test 1
DT2	D Test 2
NEG	Negative Control

Indicates Sensititre® range where different to CLSI M100. For current Quality Control ranges refer to QC range document.

Sensititre® Bereich wo unterschiedlich zu CLSI M100. Für gegenwärtige Qualitätskontrolle beziehen sich Strecken auf QC Strecke Dokument.

Indica el rango esperado con Sensititre® en caso de diferir del establecido por el CLSI M100. Para el control de calidad actual las gamas refieren al documento de la gama de QC.

Indicare il range del Sensititre® laddove e differente dal CLSI M100. Per controllo di qualità corrente le gamme si riferiscono al documento della gamma di QC.

Δείχνει τη σειρά Sensititre® όπου διαφορετικός σε CLSI M100. Για τον τρέχοντα ποιοτικό έλεγχο οι σειρές αναφέρονται ως στο έγγραφο σειράς.

Indique où la gamme Sensititre® est différente à CLSI M100. Pour les gammes actuelles du contrôle Qualité, se referer au document de gamme de QC.

RANGES**Antimicrobial**

Antimicrobial	Organism	Range (µg/ml)
Ceftaroline	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	0.25–2
Ciprofloxacin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	0.25–2
Clindamycin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	4–16
Doxycycline	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	2–8
Erythromycin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	1–4
Gentamicin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	4–16
Linezolid	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	1–4
Nitrofurantoin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	4–16
Penicillin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	1–4
Rifampin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	0.5–4
Teicoplanin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	0.12–0.5#
Tobramycin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	8–32
Trimethoprim	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	0.12–0.5
Trimethoprim / sulfamethoxazole	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	≤0.5/9.5
Vancomycin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	1–4
Ceftaroline	Escherichia coli (ATCC 25922)	0.03–0.12
Ciprofloxacin	Escherichia coli (ATCC 25922)	0.004–0.015
Doxycycline	Escherichia coli (ATCC 25922)	0.5–2
Gentamicin	Escherichia coli (ATCC 25922)	0.25–1
Nitrofurantoin	Escherichia coli (ATCC 25922)	4–16
Rifampin	Escherichia coli (ATCC 25922)	4–16
Tobramycin	Escherichia coli (ATCC 25922)	0.25–1
Trimethoprim	Escherichia coli (ATCC 25922)	0.5–2
Trimethoprim / sulfamethoxazole	Escherichia coli (ATCC 25922)	≤0.5/9.5
Ciprofloxacin	Ps. aeruginosa (ATCC 27853)	0.25–1
Gentamicin	Ps. aeruginosa (ATCC 27853)	0.5–2
Rifampin	Ps. aeruginosa (ATCC 27853)	16–64
Tobramycin	Ps. aeruginosa (ATCC 27853)	0.25–1
Trimethoprim	Ps. aeruginosa (ATCC 27853)	>64
Trimethoprim / sulfamethoxazole	Ps. aeruginosa (ATCC 27853)	8/152–32/608
D Test 1	Staphylococcus aureus (ATCC 25923)	–
D Test 2	Staphylococcus aureus (ATCC 25923)	–
Ceftaroline	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12–0.5
Ciprofloxacin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12–0.5
Clindamycin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.06–0.25
D Test 1	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	–
D Test 2	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	–
Doxycycline	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12–0.5
Erythromycin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.25–1

SENSITITRE
NLP2F
 Standard Reference Card

Gentamicin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12–1
Linezolid	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	1–4
Nitrofurantoin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	8–32
Penicillin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12–1#
Rifampin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.004–0.015
Teicoplanin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.25–1
Tobramycin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12–1
Trimethoprim	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	1–4
Trimethoprim / sulfamethoxazole	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	≤0.5/9.5
Vancomycin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.5–2
D Test 1	Staphylococcus aureus (ATCC BAA-976)	–
D Test 2	Staphylococcus aureus (ATCC BAA-976)	–
D Test 1	Staphylococcus aureus (ATCC BAA-977)	+
D Test 2	Staphylococcus aureus (ATCC BAA-977)	+