



Key Code TSMX7736A

www.oxid.com/ifu

Europe +800 135 79 135

US 1 855 2360 190

CA 1 855 805 8539

ROW +31 20 794 7071

PathoDxtra PL

Odczynniki ekstrakcyjne

REF DR0709M60 Testów

1 PRZEZNACZENIE

Uzupełniające odczynniki ekstrakcyjne PathoDxtra™ przeznaczone są do stosowania z zestawami PathoDxtra Strep Grouping Kits, zawierającymi wszystkie elementy niezbędne dla różnych systemów. Odczynniki te służą jako elementy zamienne. **Pełne informacje na temat produktu oraz sposób prawidłowego użycia podano w Instrukcji użycia dołączonej do zestawów Patho Dxtra (Strep Grouping kits [DR0700M i DR0710M]).**

2 DEFINICJE SYMBOLI

REF	Numer katalogowy
IVD	Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro
Σ	Zawartość wystarcza do wykonania <n> testów
	Zapoznać się z instrukcją użycia (IFU)
	Ograniczenia dotyczące temperatury (temperatura przechowywania)
LOT	Kod partii (numer serii)
	Data przydatności do użycia (termin ważności)
	Producent

3 KIT CONTENTS, PREPARATION FOR USE AND STORAGE

Patrz również **Środki ostrożności**, rozdział 4.

Mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej.

**EXTRACTION REAGENT 1**

Instrukcja użycia

Odczynnik 1 (DR0709A)

Jedna buteleczka zawierająca 4,0 ml niebiesko zabarwionego roztworu azotynu sodu z 0,098% azydku sodu jako konserwant. Przechowywać w pozycji stojącej, starannie zakręconą; stabilny w temperaturze pokojowej (od 2 do 30 °C) do dnia przydatności do użycia wskazanego na etykiecie.

EXTRACTION REAGENT 1

Odczynnik 2 (DR0709B)

Jedna buteleczka zawierająca 4,0 ml lekko kwasowego roztworu (roztwór kwasu octowego) oraz fioletowy wskaźnik. Przechowywać w pozycji stojącej, starannie zakręconą; stabilny w temperaturze pokojowej (od 2 do 30 °C) do dnia przydatności do użycia wskazanego na etykiecie.

EXTRACTION REAGENT 3

Odczynnik 3 (DR0709C)

Dwie buteleczki zawierające 10 ml bezbarwnego roztworu zobojętniającego (roztwór buforowy Tris) z 0,098% azydku sodu jako konserwant. Przechowywać w pozycji stojącej, starannie zakręcone; stabilny w temperaturze od 2 do 30 °C, do dnia przydatności do użycia wskazanego na etykiecie.

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

IVD

Odczynniki przeznaczone są wyłącznie do użycia w diagnostyce *in vitro*.

Wyłącznie do użyciu profesjonalnego.

oszę odnieść się do charakterystyki (SDS) i etykietowania produktów, aby uzyskać informacje na temat składników potencjalnie niebezpiecznych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

- 4.1 Zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP), zdecydowanie zaleca się traktowanie ekstraktów na każdym etapie badań jako potencjalnie zakaźne i obchodzenie się z nimi z zachowaniem wszelkich koniecznych środków ostrożności.
- 4.2 Odczynnik ekstrakcyjny 1 zawiera azotyn sodu, który w stosownej dyrektywie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EEC) sklasyfikowano jako toksyczny (T). Poniżej podano odpowiednie określenia dotyczące ryzyka (zwroty R) i bezpieczeństwa (zwroty S).



R25 Działa toksycznie po połknięciu.

S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

- 4.3 Odczynniki ekstrakcyjne 2 oraz 3, chociaż są sklasyfikowane jako niebezpiecznie, zawierają słaby kwas - substancję lekko drażniącą. Dlatego też należy unikać bezpośredniego

kontakt z kontaktami poprzez noszenie odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego. W przypadku kontaktu odczynnika ze skórą, błonami śluzowymi lub oczami, niezwłocznie przemyć miejsce splukując obficie wodą.

- 4.4 Do niektórych składników dodano azydek sodu w stężeniu mniejszym niż 0,1% jako środek bakterioobójczy. Aby zapobiec powstawaniu wybuchowych azydków metali w zawierających ołów i miedź instalacjach wodno-kanalizacyjnych, odczynniki należy wylewać do ścieków wyłącznie w postaci rozcieńczonej i splukiwać dużą ilością wody.
- 4.5 Przyrządy wielorazowego użytku należy po użyciu sterylizować z wykorzystaniem odpowiedniej metody. Preferowana jest sterylizacja w autoklawie przez 15 minut w temperaturze 121 °C. Przyrządy jednorazowego użytku należy sterylizować w autoklawie lub spalać. Rozlane płyny, będące materiałami potencjalnie zakaźnymi, należy utylizować niezwłocznie przy użyciu chłonnych ręczników papierowych, a zanieczyszczone miejsce należy przetrzeć tamponem zwilżonym standardowym antybakteryjnym preparatem dezynfekującym lub 70% alkoholem. NIE stosować podchlorynu sodu. Materiały używane przy czyszczeniu rozlanych płynów, włącznie z rękawicami, należy utylizować tak, jak biologiczne odpady niebezpieczne.
- 4.6 Nie pipetować ustami. Podczas pracy z próbkami i wykonywania testu należy nosić rękawice jednorazowe i środki ochrony oczu. Po zakończeniu prac należy dokładnie umyć ręce.

ANALITYCZNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 4.7 Nie używać odczynników po upływie podanego terminu ważności.
- 4.8 Nie używać, jeżeli istnieją jakiegokolwiek ślady zanieczyszczenia lub inne oznaki pogorszenia jakości.
- 4.9 Nie narażać elementów zestawu na działanie bezpośredniego światła słonecznego.

Wszelkie znaki handlowe stanowią własność firmy Thermo Fisher Scientific lub jej spółek zależnych.



Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke Hants, RG24 8PW UK

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

IFU X7736A-PL, Zmieniony października 2013

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii