



Pacific Hemostasis®

Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)

- I. **Intended Use**

Pacific Hemostasis® Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP) is an assayed reference plasma intended for use in the quantitative determination of coagulation proteins.
- II. **Summary and Principles**

Assayed reference plasma is needed to construct and validate standard curves that are used to measure the activity of patient plasmas. To provide maximum accuracy, ACRP is referenced against a freeze dried assayed standard. Some analytes are also referenced to World Health Organization (WHO) or International Society on Thrombosis and Haemostasis/Scientific and Standardization Committe (ISTH/SSC) standards. The assigned value of the standard directly influences the final results, so a high quality standard helps ensure accurate patient results.
- III. **Reagent**

For *in vitro* diagnostic use.

Composition: ACRP is manufactured from human plasma collected with <0.1% sodium citrate anticoagulant. ACRP has been adjusted to yield coagulation factors in the abnormal range. The plasmas are rapidly processed, buffered, and freeze dried to ensure stability.

Store unopened vials at -25°C or below. Reconstitute with 1.0 mL of distilled water. Swirl gently until no material adheres to the glass and let stand undisturbed for 15 minutes at room temperature. Do not invert vial or mix vigorously. After proper reconstitution, ACRP is stable for 2 hours at 2 to 8°C. Gently mix contents prior to each use.

Erratic values, product color variations, or lack of vacuum in the vials could indicate product deterioration. However, poor performance could also be due to other factors within the test system.

Caution: Each unit of source material used in the preparation of this product has been tested by an FDA licensed method and found non-reactive for HBsAg and negative for antibodies to HIV and HCV. However, no known test method can offer complete assurance that products derived from human blood will not transmit hepatitis, AIDS, or other infectious diseases. This product, like all materials of human origin, should be handled as potentially infectious biological material.
- IV. **Test Procedure**

Materials Provided:

Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP), 10x1 mL.
- Materials Required, But Not Provided:
- Distilled water
- Pipette capable of accurately delivering 1.0 mL
- Use the reconstituted ACRP to perform quantitative coagulation assays according to routine test procedures. Follow instructions provided by instrument and reagent manufacturers.
- VI. **Results**

Assay values are provided for each lot. However, actual results depend largely on the standard, reagents, instrument, and individual laboratory protocols in use. Each laboratory should evaluate these products with their reagent system and methodology to establish acceptable limits.
- VI. **Limitations**

All plasmas are subject to the limitations of the test system. Variables such as temperature, reagent stability, instrument performance, and individual technique can influence final results. Always follow instrument and reagent manufacturers guidelines.
- VII. **Expected Values**

Actual values recovered depend on individual technique, instrument, standard, and reagent used.
- VIII.Performance Characteristics
- Abnormal Coagulation Reference Plasma is formulated to have values approximately 50% of normal. ³
- IX. **References**
 1. *Design History File*
 2. Websites
www.isth.org
www.nibsc.ac.uk
www.who.org

Ordering Information			
Cat. No.	Description	Contents	
100603	Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)	10 x 1 mL	

FISHER DIAGNOSTICS ® LIMITED WARRANTY

Fisher Diagnostics (FD) warrants to the purchaser only that FD products will perform as described on their labeling and product literature. Purchaser must determine the suitability of FD products for their specific applications. FD's sole obligation will be, at its option, to either replace a non-conforming or defective product, or return the purchase price. FD DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Neither FD nor its affiliates shall, in any event, be liable for incidental or consequential loss or damage.

All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.



Pacific Hemostasis

Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)

- I. **Verwendungszweck**

Pacific Hemostasis Abnormal Coagulation Reference Plasma ACRP ist ein Test-Referenzplasma, welches zur quantitativen Bestimmung von Koagulationsproteinen eingesetzt wird.
- II. **Zusammenfassung und Prinzipien**

Das Test-Referenzplasma wird benötigt, um Standardkurven zu konstruieren und zu validieren, die zur Messung von Patientenplasmen verwendet werden. Um maximale Genauigkeit zu gewährleisten, wird ACRP gegen einen gefriergetrockneten, untersuchten Standard. Einige Analyte wurden auch gemäß WHO-Standards referenziert (World Health Organization) oder auch International Verband fort Thrombose und Haemostasis / Wissenschaftlich und Standardization Gebunden (Landenge SSC) Standards. Der ermittelte Wert des Standards wirkt sich direkt auf die Endergebnisse aus, so dass ein qualitativ hoher Standard für die Genauigkeit der Patientenergebnisse gewährleistet wird.
- III. **Reagenz**

Für die Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik.

Zusammensetzung: ACRP wird aus mit <0,1 % Natriumzitrat-Antikoagulans versetztem Humanplasma hergestellt. ACRP wurde so angepasst, dass es Koagulationsfaktoren im normalen Bereich erfasst. Um die Stabilität der Plasmen zu gewährleisten, werden sie schnell verarbeitet, gepuffert und gefriergetrocknet.

Ungeöffnete Flaschen bei 2–8 °C oder niedrigeren Temperaturen lagern. Mit 1,0 mL Destilliertes Wasser rekonstituieren. Durch vorsichtige Kreisbewegungen machen, bis kein Material mehr am Glas anhaftet, und die Flasche 15 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen. Die Flasche nicht invertieren oder schütteln. Nach der Rekonstitution sollte das bei 2–8 °C gelagerte ACRP innerhalb von 2 Stunden verwendet werden. Vor jeder Verwendung den Inhalt vorsichtig schütteln.

Fehlerhafte Werte, Abweichungen in der Farbe oder fehlendes Vakuum in den Flaschen können auf eine verschlechterte Produktqualität hinweisen. Eine mangelhafte Qualität kann jedoch auch durch andere Faktoren innerhalb des Testsystems begründet sein.

Vorsicht: Alle Ursprungsmaterialien die bei der Verarbeitung dieses Produkts verwendeten werden, wurden gemäß FDA-lizenzierten Methoden getestet und wurde als nicht-reaktiv auf HBsAg und negativ auf HIV- und HCV-Antikörper befunden. Keine Testmethode kann allerdings völlig ausschließen, dass Blutprodukte menschlichen Ursprungs Hepatitis, AIDS oder andere infektiöse Krankheiten übertragen. Diese Produkte sollten wie alle Produkte menschlichen Ursprungs als potentiell infektiöses biologisches Material betrachtet werden.
- IV. **Testverfahren**

Im Lieferumfang enthaltene Materialien:

Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP), 10 x 1 mL.

Nicht im Lieferumfang enthaltene erforderliche Materialien:

Destilliertes Wasser

Pipette mit einer Kapazität von 1,0 mL

Das rekonstituierte ACRP ist für quantitative Koagulationsbestimmungen gemäß routinemäßiger Testverfahren vorgesehen. Die Anweisungen der Geräte- und Reagenzhersteller sind immer zu beachten.
- V. **Ergebnisse**

Für jede Charge stehen Testwerte zur Verfügung. Die tatsächlichen Ergbnisse sind weitgehend von vielen Faktoren abhängig, einschließlich Standard, Reagenzien, Gerät und Laborprotokoll. Jedes Laboratorium sollte diese Produkte mit dem verwendeten Reagenzsystem und der entsprechenden Methodologie bewerten, um akzeptable Grenzwerte festzulegen.
- VI. **Grenzen des Verfahrens**

Alle Plasmen unterliegen den Beschränkungen des Testsystems. Variablen, z. B. Temperatur, Reagenzstabilität, Geräteleistung und einzelne Techniken, können sich auf die Endergebnisse auswirken. Die Anweisungen der Geräte- und Reagenzhersteller sind immer zu beachten.
- VII. **Erwartete Werte**

Die tatsächlichen Ergebnisse sind von den einzelnen Techniken, Geräten, Standards und Reagenzien abhängig.
- VIII.**Leistungsmerkmale**

Abnormal Coagulation Reference Plasma wurde für Werte formuliert, die ca. 50 % außerhalb des normalen Bereichs liegen.³
- IX. **Referenzen**
 1. *Entwerfen Geschichte Akte*
 2. Websites
www.isth.org
www.nibsc.ac.uk
www.who.org

Bestellinformationen			
Kat.- Nr.	Beschreibung	Inhalt	
100603	Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)	10 x 1 mL	

FISHER DIAGNOSTICS GEWÄHRLEISTUNGSSAUSCHLUSS

Fisher Diagnostics (FD) garantiert dem Käufer nur, dass die FD-Produkte die Angaben auf den Etiketten und in der entsprechenden Produktdokumentation erfüllen. Der Käufer muss die spezifische Anwendungstauglichkeit der FD-Produkte selbst ermitteln. FD verpflichtet sich nach eigenem Ermessen ein fehlerhaftes oder unbrauchbares Produkt zu ersetzen oder die Anschaffungskosten zu ersetzen. FD SCHLIESST ALLE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND TAUGLICHKEIT FÜR BESTIMMTE ZWECKE AUS. Desweiteren sind weder FD noch ihre Vertreter in keinem Fall haftbar für beiläufig entstandene oder Folgeschäden bzw. -verluste.

All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.



Pacific Hemostasis Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)

- I. Utilisation prévue
- Pacific Hemostasis Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP) est un plasma de référence testé et conçu pour être utilisé dans la détermination quantitative des protéines de la coagulation.
- II. Résumé et principes
- Il est nécessaire d'utiliser un plasma de référence testé pour établir et valider des courbes standards servant à mesurer l'activité du plasma du patient. Afin d'assurer une précision maximale, l'ACRP est mesuré par rapport à un étalon testé lyophilisé. Certains analytes sont également mesurés par rapport aux normes de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou International Society of Thrombosis and Haemostasis / Scientifique et Standardisation Engagées (ISTH SSC) standard. La valeur attribuée au plasma de référence influe directement sur les résultats finaux, de sorte qu'une référence de haute qualité permet de garantir l'exatitude des résultats des patients.
- III. Réactif
- Pour utilisation diagnostique *in vitro*.
- Composition :** L'ACRP provient de plasma humain recueilli avec <0,1 % de citrate de sodium (anticoagulant). L'ACRP a été ajusté afin de fournir des facteurs de coagulation dans l'intervalle normal. Les plasmas sont rapidement traités, tamponnés, et lyophilisés pour en garantir la stabilité.
- Stocker les flacons non ouverts à -25 °C maximum. Reconstituer avec 1,0 mL d'eau distillée. Agiter doucement jusqu'à ce que le contrôle n'adhère plus aux parois du flacon, et laisser reposer pendant 15 minutes à température ambiante. Ne pas retourner le flacon ni agiter brusquement. Une fois la reconstitution dûment effectuée, l'ACRP reste stable pendant 2 heures entre 2 et 8 °C. Mélanger doucement le contenu du flacon avant chaque utilisation.
- Des valeurs aberrantes, des variations de couleur du produit ou un manque de vide dans les flacons, peuvent indiquer une détérioration. Cependant, d'autres facteurs relatifs au système de test peuvent nuire aux performances du contrôle.
- Attention :** Chacun des éléments entrant dans la préparation de ce produit a subi des tests homologués par la FDA, et a été déclaré non réactif au HBsAg et négatif aux anticorps du VIH et du HCV. Toutefois, aucune méthode de test connue ne peut offrir la garantie que des produits provenant de sang humain ne transmettront pas l'hépatite, le SIDA, ou toute autre maladie infectieuse. Ce produit, ainsi que tout produit d'origine humaine, doit être considéré comme potentiellement infectieux.
- IV. Procédure de test
- Matériel fourni :**
Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP), 10x1 mL.
- Matériel nécessaire mais non fourni :**
Eau distillée
Pipette de précision de 1,0mL
- Utiliser l'ACRP reconstitué pour effectuer des dosages quantitatifs de coagulation conformément aux procédures de routine des dosages. Respecter les indications fournies par les fabricants de l'instrument et du réactif.
- V. Résultats
- Les valeurs de dosage sont fournies pour chaque lot. Cependant, les résultats obtenus dépendent de l'étalon, des réactifs, de l'instrument employés, ainsi que des protocoles en vigueur dans chaque laboratoire. Chaque laboratoire doit évaluer ces produits avec son système de réactif et ses méthodes afin d'établir des limites acceptables.
- VI. Limites
- Tous les contrôles sont soumis aux limites du système de test. Les résultats finaux dépendent de divers facteurs, notamment la température, la stabilité du réactif, les performances des instruments, et les techniques employées. Respecter scrupuleusement les indications fournies par les fabricants des instruments et des réactifs.
- VII. Valeurs attendues
- Les valeurs obtenues dépendent des techniques employées, de l'instrument, de l'étalon et du réactif utilisés.
- VIII.Caractéristiques des performances
- Abnormal Coagulation Reference Plasma est formulé pour reproduire des valeurs équivalentes à environ 50 % des valeurs normales.³
- IX. Références
- Plan Histoire Lime
 - Websites
www.isth.org
www.nibsc.ac.uk
www.who.org

Pour commander			
Réf. Cat.	Description	Contenu	
100603	Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)	10 x 1 mL	
GARANTIE LIMITÉE DE FISHER DIAGNOSTICS			
Fisher Diagnostics (FD) garantit à l'acquéreur le bon fonctionnement des produits FD, tel que décrit sur l'étiquette et dans les modes d'emploi. Il revient à l'acquéreur de décider si les produits FD sont adaptés à ses besoins spécifiques. La seule obligation de FD consiste soit à remplacer un produit non conforme ou défectueux, soit à rembourser le prix d'achat, à sa discrétion. FD DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIALITÉ, ET L'ADÉQUATION DU PRODUIT À TOUTE AUTRE UTILISATION. FD, ni aucune de ses filiales, ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d'un incident entraînant une perte ou un dommage quelconque.			

All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.



Pacific Hemostasis Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)

- I. Uso previsto
- El producto Pacific Hemostasis Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP) es un plasma de referencia para referencia valorado para usarlo en la determanición cuantitativa de proteínas de coagulación.
- II. Resumen y fundamento
- El plasma de referencia es necesario para las curvas y validar curvas estándar que se utilizarán para medir la actividad de los plasmas de pacientes. Para una máxima exactitud, el ACRP se referencia frente a un estándar valorado liofilizado. Algunos analitos también se referencia a según los estándares de la Organización Mundial de la Salud o Internacional Sociedad en Thrombosis y Haemostasis / Científico y Normalización Obligado (ISTH SSC) normas. El valor asignado del estándar influye directamente en los resultados finales, por lo que un estándar de alta calidad ayuda a asegurar resultados exactos para los pacientes.
- III. Reactivo
- Para uso diagnóstico *in vitro*.
- Composición:** El ACRP se fabrica con plasma humano recogido con <0,1 % de citrato de sodio como anticoagulante. El ACRP ha sido ajustado para producir factores de coagulación dentro del intervalo considerado anormal. Los plasmas se procesan, se les añade una solución tampón y se liofilizan rápidamente para garantizar su estabilidad.
- Conservar los frascos sin abrir a una temperatura de -25 °C o inferior. Reconstituir con 1,0 mL de agua destilada. Mover lentamente en círculos hasta que no quede material adherido al vidrio, y dejar reposar durante 15 minutos a temperatura ambiente. No invertir el frasco ni agitarlo vigorosamente. Tras una correcta reconstitución, el ACRP es estable durante 2 horas a 2–8 °C. Mezclar cuidadosamente el contenido antes de cada uso.
- Los valores erróneos, las variaciones de color del producto o la ausencia de vacío pueden ser indicativos del deterioro del producto. Sin embargo, un funcionamiento deficiente también puede deberse a otros factores de la prueba.
- Precaución:** Todas las unidades de material de origen utilizadas en la preparación de este producto han sido analizadas por un método homologado por la FDA, habiéndose encontrado no reactivas para HBsAg y negativas para los anticuerpos de VIH y VHC. Sin embargo, ningún método conocido puede ofrecer la seguridad completa de que los productos derivados de sangre humana no transmitirán hepatitis, SIDA u otras enfermedades infecciosas. Este producto, como todos los materiales de origen humano, debe manipularse como material biológico potencialmente infeccioso.
- IV. Procedimiento de la prueba
- Material suministrado:**
Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP), 10 x 1 mL.
- Material necesario pero no suministrado:**
Agua destilada
Pipeta para dispensar con precisión 1,0 mL
- Utilizar el ACRP reconstituído para realizar ensayos de coagulación cuantitativos siguiendo los procedimientos de prueba rutinarios. Seguir las instrucciones del fabricante del instrumento y del reactivo.
- V. Resultados
- Se suministran valores de ensayo con cada lote. Sin embargo, los resultados reales dependen en gran medida del estándar, de los reactivos, del instrumento y de los protocolos de laboratorio utilizados. Cada laboratorio debe evaluar estos productos con sus reactivos y métodos para establecer límites aceptables.
- VI. Limitaciones
- Todos los plasmas están sujetos a las limitaciones del sistema de prueba. Las variables tales como la temperatura, la estabilidad del reactivo, el funcionamiento del instrumento y la técnica individual, pueden influir en los resultados finales. Siga siempre atentamente las instrucciones del fabricante del instrumento y del reactivo.
- VII. Valores previsto
- Los valores reales obtenidos dependen de la técnica individual, del instrumento, del estándar y del reactivo utilizados.
- VIII.Características de funcionamiento
- Abnormal Coagulation Reference Plasma ha sido formulado para tener valores de aproximadamente el 50 % del rango normal³.
- IX. Bibliografía
- Diseño Historia Archivo
 - Websites
www.isth.org
www.nibsc.ac.uk
www.who.org

Información para pedidos			
Nº de ref.	Descripción	Contenido	
100603	Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)	10 x 1 mL	
GARANTÍA LIMITADA DE FISHER DIAGNOSTICS			
Fisher Diagnostics (FD) garantiza al comprador que sólo los productos de Fisher Diagnostics funcionarán tal y como se describe en sus etiquetas y documentación. El comprador debe determinar si los productos de Fisher Diagnostics son idóneos para sus aplicaciones específicas. La única obligación de Fisher Diagnostics será, a su elección, la sustitución de un producto defectuoso o que no cumpla con las especificaciones, o bien la devolución del precio de compra. FD RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO INDIVIDUAL. Ni FD ni sus afiliados podrán ser considerados responsables, en ningún caso, por las pérdidas o daños incidentales o consecuentes.			

All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.



Pacific Hemostasis Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)

I. Uso previsto Il Pacific Hemostasis Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP) è un plasma di riferimento testato da utilizzare per la determinazione quantitativa delle proteine della coagulazione.	IV. Procedura del test Materiali in dotazione: Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP), 10 x 1 mL. Materiali necessari, ma non in dotazione: Acqua distillata Pipetta in grado di erogare accuratamente 1,0 mL Utilizzare ACRP ricostituito per eseguire l'analisi quantitativa della coagulazione in base alle procedure di analisi di routine. Seguire le istruzioni fornite dalla ditta produttrice della strumentazione e del reagente.
II. Riepilogo e principi del test Il plasma di riferimento testato è richiesto in caso di costruzione e validazione delle curve standard utilizzate per misurare l'attività del plasma del paziente. Verso provvedere massimo accuratezza accuratezza ACRP Y riferimento agsinst un congelare secco analisi emblema. Alcuni analiti sono stati, inoltre, rapporti agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o Internazionale Società acceso Trombosi e Emostasia / Scientifico e Normalizzazione Comitato (istmo SSC) emblema. I valori assegnati allo standard influenzano direttamente i risultati finali per cui uno standard di alta qualità garantisce accurati risultati del paziente.	V. Risultati Per ciascun lotto vengono forniti i valori dell'analisi. In ogni caso, i risultati attuali dipendono in larga parte dallo standard, dai reagenti, dalla strumentazione e dai protocolli dei singoli laboratori utilizzati. Ciascun laboratorio è tenuto a valutare tali prodotti utilizzando il proprio sistema di regenti e i propi metodi al fine di individuare dei limiti accettabili.
III. Reagente Per uso diagnostico <i>in vitro</i> . Composizione: ACRP è stato ottenuto da plasma umano raccolto con anticoagulante al citrato di sodio al <0,1 %. ACRP è stato regolato in modo da mantenere i fattori della coagulazione all'interno del range patologico. I plasmì vengono processati rapidamente, tamponati e liofilizzati al fine di garantirne la stabilità. Conservare in flaconi chiusi ad una temperatura pari o inferiore a -25 °C. Ricostituire con 1,0 mL di acqua distillata. Agitare dolcemente fino ad eliminare qualsiasi aderenza del materiale al vetro e lasciare riposare per 15 minuti a temperatura ambiente. Non capovolgere o agitare con forza il flacone. Una volta eseguita correttamente la ricostituzione, ACRP si mantiene stabile per 2 ore a 2–8 °C. Prima dell'uso miscelare dolcemente. Valori irregolari, alterazioni del colore del prodotto o perdita del vuoto nei flaconi potrebbero indicare un deterioramento del prodotto. In ogni caso, prestazioni scadenti potrebbero essere dovute ad altri fattori legati al sistema di test. Attenzione: Ciascuna unità del materiale originale utilizzata per la preparazione di questo prodotto è stata testata tramite un metodo approvato dalla FDA ed è risultata non reattiva per HBsAg e negativa per gli anticorpi all-HIV e all'HCV. Ciononostante nessun test noto è in grado di garantire al 100 % che i prodotti ottenuti dal sangue umano non possano di trasmettere epatite, AIDS o altre infezioni. Questo prodotto, come tutti i materiali di origine umana, deve essere trattato alla stregua dei materiali biologici potenzialmente infettivi.	VI. Limitazioni Tutti i plasmì sono soggetti ai limiti di analisi. Variabili quali temperatura, stabilità del reagente, prestazioni della strumentazione e tecniche individuali possono influenzare i risultati finali. Seguire sempre le istruzioni fornite dalla ditta produttrice della strumentazione e del reagente. VII. Valori attesi I valori rilevati dipendono dalla tecnica individuale, dalla strumentazione, dallo standard e dal reagente utilizzati. VIII.Caratteristiche delle prestazioni Abnormal Coagulation Reference Plasma è stato studiato per offrire dei valori pari a circa il 50 % del valore normale. ³ IX. Bibliografia 1. <i>Progetto Storia Schedario</i> 2. <i>Websites</i> www.isth.org www.nibsc.ac.uk www.who.org

Informazioni per gli ordini		
N. cat.	Descrizione	Contenuto
100603	Abnormal Coagulation Reference Plasma (ACRP)	10 x 1 mL
GARANZIA LIMITATA FISHER DIAGNOSTICS		
Fisher Diagnostics (FD) garantisce all'acquirente esclusivamente che i prodotti FD avranno prestazioni conformi a quanto descritto nell'etichetta e nella documentazione del prodotto. L'acquirente è tenuto ad accertare l'idoneità dei prodotti FD alle applicazioni specifiche. In caso di un prodotto non conforme o difettoso, l'unico obbligo di FD è rappresentato, a sua discrezione, dalla sostituzione oppure dal rimborso del prezzo di acquisto. FD RIFIUTA QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSO LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ A QUALSIASI SCOPO PARTICOLARE. Né la FD né le sue affiliate sarà in alcun caso ritenuta responsabile di perdite o danni incidentali o indiretti.		
All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.		

LOT 168337

🕒 2020-05-31

Coagulation Factor	Mean	Units	Acceptable Control Range
Factor I (Fibrinogen) ¹	139	mg/dL	118 - 160
Factor II (Prothrombin) ¹	46	%	37 - 55
Factor V (AcG) ¹	46	%	37 - 55
Factor VII (SPCA) ¹	65	%	52 - 78
Factor VIII (AHF) ¹	34	%	27 - 41
Factor IX (PTC) ¹	48	%	38 - 58
Factor X (Stuart-Prower) ¹	53	%	42 - 64
Factor XI (PTA) ¹	30	%	24 - 36
Factor XII (Hageman)	61	%	49 - 73
AT-III (Functional) ¹	46	%	37 - 55
vWF Ag (ELISA) ¹	57	%	46 - 68
Plasminogen Activity (Chromogenic)	44	%	35 - 53
Plasminogen Activity (Immunological)	46	mg/dL	37 - 55
Protein C Activity (Chromogenic) ¹	N/A	%	N/A
Protein C Activity (Clotting) ¹	58	%	46 - 70
Protein C Activity (ELISA) ¹	50	%	40 - 60
Alpha-2 Antiplasmin Activity (Chromogenic)	56	%	45 - 67
Protein S Antigen Total (ELISA) ¹	55	%	44 - 66
Protein S Antigen Free (ELISA)	52	%	42 - 62
Protein S (Clotting) ¹	44	%	35 - 53

¹ Referenced to WHO Standard or ISTH/SSC Standard

¹ Referenziert gemäß WHO-Standard or ISTH/SSC Standard

¹ Conformément à la norme OMS or ISTH/SSC Standard

¹ Referenciado según el estándar de la OMS or ISTH/SSC Standard

¹ Riferimento allo standard OMS or ISTH/SSC Standard

Symbols Key			
	Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante Fabbricante		CE Mark CE-Markierung Marquage CE Marca CE Marchio CE
	<i>In Vitro</i> Diagnostic Medical Device Medizinprodukt für die <i>in-vitro</i> -Diagnostik Matériel médical pour utilisation diagnostique <i>in vitro</i> Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i> Dispositivo medico per diagnosi <i>in vitro</i>		Catalogue Number Katalognummer Référence catalogue Número de catálogo Numero di catalogo
	Lot Number Chargennummer Numéro de lot Número de lote Numero di lotto		Consult Instructions for Use Bedienungsanleitung lesen Consulter le manuel d'utilisation Consultar las instrucciones de uso Consultare le istruzioni per l'uso
	Use By Verfallsdatum Utiliser jusque Fecha de caducidad Da utilizzare entro		Authorized Representative in the European Community Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft Représentant agréé pour La Communauté Européenne Representante autorizado en la Comunidad Europea Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Upper Limit of Temperature Obere Temperaturgrenze Limite de température Limite superior de temperatura Limite superiore della temperatura		Biological Risks Biologische Risiken Risques biologiques Riesgos biológicos Rischi biologici
EC REP	Fisher Diagnostics a division of Fisher Scientific Company, LLC a part of Thermo Fisher Scientific Inc. Middletown, VA 22645-1905 USA Phone: (800) 528-0494 (540) 869-3200 Fax: (540) 869-8132		JL840810 (R0)
VMDE Bergerweg 18 6085 AT Horn The Netherlands			Thermo SCIENTIFIC