

# Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 / Vanquish™ Flex UHPLC メンテナンスサイクル

メンテナンス項目および対象のパーツ※1	メンテナンスサイクル (推奨) ※2, 3									
	保証期間 ※4	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
ローターシール交換 (Ultimate 3000)					毎年実施					
パージスクリーナー交換	2年に1回実施 (目安)									
ピストン交換										
チェックバルブ交換										
サクションチューブ交換										
3port バルブ交換 (Ultimate 3000)										
Viper配管交換	2年に1回実施 (目安)									
ニードル交換 (Vanquish)										
ニードルシート交換 (Vanquish)										
UV フローセル交換	4年に1回実施 (目安)				4年に1回実施 (目安)				4年に1回実施 (目安)	
デガッサーチャンバー交換	5年に1回実施 (目安)									
メータリングポンプ交換 (Vanquish)										
メータリングヘッド交換 (Vanquish)										
デガッサー用ポンプ交換										
Corona用ネブライザー交換										

※1 通常消耗品は保証の対象外です。

※2 パーツ交換の周期や故障リスクは、使用方法や使用頻度、設置環境に影響を受けます。

※3 試料導入系などの消耗品費用や、ユーザー様による日常点検項目に該当する作業等はサポートプランには含まれておりません。

※4 保証期間には、点検は含まれません。別途サポートプランへの加入が必要です。

※5 上記内容は、プレミアムサポートプランとエッセンシャルサポートプランで全てカバーされます。各サポートプランの詳細は、カスタマーサポート本部までお問合せください。

# Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon メンテナンスサイクル

メンテナンス項目および対象のパーツ※1	メンテナンスサイクル (推奨) ※2, 3									
	保証期間 ※4	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
チェックバルブ交換	2年に1回実施 (目安)	2年に1回実施 (目安)	2年に1回実施 (目安)	2年に1回実施 (目安)	2年に1回実施 (目安)	2年に1回実施 (目安)	2年に1回実施 (目安)	2年に1回実施 (目安)	2年に1回実施 (目安)	2年に1回実施 (目安)
サクシオンチューブ交換										
Viper配管										
ニードル交換										
ニードルシート交換										
UV フローセル交換	4年に1回実施 (目安)	4年に1回実施 (目安)	4年に1回実施 (目安)	4年に1回実施 (目安)	4年に1回実施 (目安)	4年に1回実施 (目安)	4年に1回実施 (目安)	4年に1回実施 (目安)	4年に1回実施 (目安)	
デガッサーチャンバー交換										
パーズユニット交換 (Vanquish Horizon)										
ミキサーキット交換	5年に1回実施 (目安)	5年に1回実施 (目安)	5年に1回実施 (目安)	5年に1回実施 (目安)	5年に1回実施 (目安)	5年に1回実施 (目安)	5年に1回実施 (目安)	5年に1回実施 (目安)	5年に1回実施 (目安)	5年に1回実施 (目安)
ピストン 交換										
デガッサー用ポンプ交換										
メータリングポンプ交換										
メータリングヘッド交換										
Corona用ネプライザー交換										

※1 通常消耗品は保証の対象外です。 ※2 パーツ交換の周期や故障リスクは、使用頻度や設置環境に影響を受けます。

※3 試料導入系などの消耗品費用や、ユーザー様による日常点検項目に該当する作業等はサポートプランには含まれておりません。

※4 保証期間には、点検は含まれません。別途サポートプランへの加入が必要です。

※5 上記内容は、プレミアムサポートプランとエッセンシャルサポートプランで全てカバーされます。各サポートプランの詳細は、カスタマーサポート本部までお問合せください。

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。 IES045\_A20080B

ここに記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

また、記載されている製品は研究用機器であり、診断目的およびその手続き上での使用はできません。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

実際の販売価格は、当社販売代理店までお問い合わせください。

## サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

### カスタマーサポート本部

TEL : 0120-753-670 FAX : 0120-753-671

Support.jp@thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com