



# Peças e Acessórios


As peças e acessórios de GC de qualidade foram projetados para os sistemas de GC Agilent 5890, 6890, 7820, 7890 e sistemas de GC-MS Agilent

## Informações sobre pedidos


Revestimentos de Porta de Injeção	Descrição	Número de Peça Agilent	Número de Peça Thermo Scientific (Altamente desativado)
	Revestimento de entrada, dividido, reto, com lâ de vidro, 4 mm de DI	5183-4691 (5 unidades) 5183-4692 (25 unidades)	453A2265 (5 unidades) 453A1262 (25 unidades)
	Revestimento de entrada, dividido, foco, lâ de vidro	210-4004-5 (5 unidades)	453A1255 (5 unidades)
	Revestimento de entrada, dividido, foco, cônico, lâ de vidro	210-4022-5 (5 unidades)	453A1315 (5 unidades)
	Revestimento de entrada, sem divisão, cone simples, lâ de vidro, desativado, 4 mm de DI	5183-4693 (5 unidades) 5183-4694 (25 unidades)	453A1925 (5 unidades) 453A2295 (25 unidades, novo)
	Revestimento de entrada, sem divisão, cone simples, desativado, 4 mm de DI	5183-4695 (5 unidades) 5183-4696 (25 unidades)	453A1345 (5 unidades) 453A2342 (25 unidades)
	Revestimento de entrada, sem divisão, cone duplo, desativado, 4 mm de DI	5183-4705 (5 unidades) 5183-4706 (25 unidades)	453A1355 (5 unidades) 453A2352 (25 unidades)
	O-Ring Antiaderente de Fluorocarbono	5188-5365 (10 unidades)	290OA241 (10 unidades)


Selos da Base de Entrada	Descrição	Número de Peça Agilent	Número de Peça Thermo Scientific
	Selo de entrada de GC, banhado a ouro, com arruela	5188-5367 (1 unidade) 5190-2209 (10 unidades)	290GA081 (10 unidades) 290GA082 (2 unidades)
	Selo de entrada GC, banhado a ouro, cruz	5182-9652 (1 unidade)	290GA083 (2 unidades)


Ponteiras	Descrição	Número de Peça Agilent	Número de Peça Thermo Scientific
	Ponteira, grafite, curta, 0,5 mm de DI, para colunas de 0,1-0,32 mm, 10 unidades	5080-8853	290GA139
	Ponteira, grafite, curta, ID 1 mm, para colunas capilares de 0,53 mm, 10 unidades	5080-8773	290GA140
	Ponteira, 15% grafite/85% Vespel, 0,4 mm de DI, para coluna de 0,1-0,25 mm, 10 unidades	5181-3323	290VA191
	Ponteira, 15% grafite/85% Vespel, 0,5 mm de DI, para coluna de 0,32 mm, 10 unidades	5062-3514	290VA192
	Ponteira, 15% grafite/85% Vespel, 0,8 mm de DI para coluna de 0,45-0,53 mm, 10 unidades	5062-3512	290VA193
	Ponteira, 15% grafite/85% Vespel, 0,4 mm de DI, para interface MSD, coluna de 0,1-0,25 mm, 10 unidades	5062-3508	29033496
	Ponteira, 15% grafite/85% Vespel, 0,5 mm de DI, para interface MSD, coluna de 0,32 mm, 10 unidades	5062-3506	29033497
	Ponteira, 15% grafite/85% Vespel, 0,8 mm de DI, para interface MSD, coluna de 0,53 mm, 10 unidades	5062-3538	290VP144


Septos	Descrição	Número de Peça Agilent	Número de Peça Thermo Scientific
	Septos de entrada, Sangria e temperatura otimizada (BTO), antiaderente, 11 mm, 50 unidades, para GCs 5880, 5890, 4890, 6850, 6890 e 7890	5183-4757	31303233*
	Septos de entrada, Verde Avançado, antiaderente, 11 mm, 50 unidades, para GCs 5880, 5890, 4890, 6850, 6890 e 7890	5183-4759	313G3230*
	Septos de entrada, Longa vida, antiaderente, 11 mm, 50 unidades, para GCs 5880, 5890, 4890, 6850, 6890 e 7890	5183-4761	313P3233*


\*Disponível em blister (-BP) para limpeza aprimorada

Seringas	Descrição	Número de Peça Agilent	Número de Peça Thermo Scientific
	Seringa, 5 µL, agulha fixa, 23/42/cone	9301-0892 (1 unidade) 5182-0875 (6 unidades)	365C0951 (1 unidade) 365C0956 (6 unidades)
	Seringa, 5 µL, agulha fixa, 23-26s/42/cone	5181-1273 (1 unidade) G4513-80204 (1 unidade) 5181-8810 (6 unidades)	365C0971 (1 unidade) 365C0976 (6 unidades)
	Seringa, 10 µL, agulha fixa, 23/42/cone, 6/pk	59301-0713 (1 unidade) 9301-0725 (6 unidades)	365D1571 (1 unidade) 365D1576 (6 unidades)
	Seringa, 10 µL, agulha fixa, 23-26s/42/cone	5181-1267 (1 unidade) 5181-3360 (6 unidades)	365D1621 (1 unidade) 365D1636 (6 unidades)
	Seringa, 10 µL, agulha fixa, 23-26s/42/cone, êmbolo com ponta de PTFE	5181-3354 (1 unidade) 5181-3361 (6 unidades)	365D0621 (1 unidade) 365D0626 (6 unidades)

Filtros de Gás	Descrição	Número de Peça Agilent	Número de Peça Thermo Scientific
	Purificador de gás de arraste Gas Clean – umidade, oxigênio, hidrocarbonetos, 1 unidade	CP17973	60180-824
	Purificador de hidrocarboneto Gas Clean, 1 unidade	CP17972	60180-821
	Purificador de umidade Gas Clean, 1 unidade	CP17971	60180-819
	Purificador de oxigênio Gas Clean, 1 unidade	CP17970	60180-820

Colunas de GC TraceGOLD	Descrição	Número de Peça Agilent	Número de Peça Thermo Scientific
	Dimetil polissiloxano 100%, 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm	122-0132 (DB-1MS)	26099-1420 (TG-1MS)
	Dimetil polissiloxano 100%, 60 m × 0,25 mm × 0,25 µm	122-0162 (DB-1MS)	26099-1540 (TG-1MS)
	Dimetil 95% difenil polissilfenileno 5%, 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm	122-5532 (DB-5MS) 122-5532UI (DB-5MSUI)	26096-1420 (TG-5SiMS) 260F142P (TR-5MS)
	dimetil 95%-difenil polissiloxano 5%, 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm	19091S-433 (HP-5MS)	26098-1420 (TG-5MS)
	dimetil 95%-difenil polissiloxano 5%, 30 m × 0,32 mm × 0,25 µm	123-5532 (DB-5MS)	26096-1430 (TG-5SiMS)
	Cianopropilfenil 6%-dimetilpolissiloxano 94%, 30 m, 0,32 mm, 1,80 µm	123-1334 (DB-624)	26059-3390 (TG 624 SiMS) 26085-3390 (TG-624)
	Cianopropilfenil 14%-dimetil polissiloxano 86%, 60 m, 0,32 mm, 1,00 µm	123-0763 (DB-1701)	26090-3090 (TG-1701MS)
	Polietilenoglicol 100% TG-WaxMS 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm	122-7032 (DB-Wax)	26088-1420 (TG-WaxMS)
	Polietilenoglicol 100% TG-WaxMS 60 m × 0,32 mm × 0,25 µm	122-7062 (DB-Wax)	26088-1550 (TGWaxMS)

Equipamento	Descrição	Número de Peça Agilent	Número de Peça Thermo Scientific
	Medidor de Vazão de Gás GFM Pro	5067-0223	66002-010
	Detector de Vazamento de Gás GLD Pro	G3388A	66002-001
	Kit de Ferramentas para Instrumentos Agilent	5180-4162	60180-786

Frascos e Fechamentos	Descrição	Número de Peça Agilent	Número de Peça Chromacol Thermo Scientific	Número da Peça Nacional Thermo Scientific
	Frascos Transparentes com Tampa de Rosca de 2 mL e Tampas	5182-0867 (500 unidades)	2-SVW8-CPK (100 unidades)	C5000-80W (100 unidades)
	Frascos Âmbar com Tampa de Rosca de 2 mL e Tampas	5182-0733 (500 unidades)	2-SVW8 (A)-CPK (100 unidades)	C5000-82W (100 unidades)

## Precisa encontrar colunas ou acessórios de GC?

Faça o download do nosso [Catálogo de Insumos de Cromatografia](#). Obtenha uma visão geral completa da mais ampla gama de químicas de coluna, produtos de manipulação de amostras e preparação de amostras líderes de mercado para ajudá-lo a maximizar sua produtividade e reprodutibilidade de cromatografia.

Entre em contato conosco em [thermofisher.com/gcparts](http://thermofisher.com/gcparts)

Saiba mais em [thermofisher.com/chromatographyconsumables](http://thermofisher.com/chromatographyconsumables)

©2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas são de propriedade da Thermo Fisher Scientific e suas subsidiárias, a menos que especificado de outra forma. A Agilent é uma marca comercial da Agilent Technologies, Inc. Essas informações são apresentadas como um exemplo dos recursos dos produtos Thermo Fisher Scientific. Não foi elaborada para incentivar o uso desses produtos de qualquer forma que possa infringir os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Especificações, prazos e preços estão sujeitos a alterações. Nem todos os produtos estão disponíveis em todas as localizações. Consulte seu representante de vendas local para mais detalhes. FL20887-PT-BR 0220

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC