

Colunas Hypersil GOLD: o ponto de partida certo

Procurando separações descomplicadas?

✓ Colunas Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD


Compostos polares pequenos que eluem muito rápido?

✓ Colunas Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD HILIC

Separando compostos básicos?

✓ Colunas Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD aQ

Com mais de 40 anos de experiência no fornecimento de colunas excelentes para nossos clientes, observe como as colunas Hypersil GOLD completam seu fluxo de trabalho.



- As **colunas Hypersil GOLD** são um excelente ponto de partida para o desenvolvimento de métodos, pois fornecem uma excelente forma de pico para todos os tipos de analitos.
- As **colunas Hypersil HILIC** melhoram a retenção de analitos polares e hidrofílicos que não possuem um bom desempenho com as colunas de fase reversa.
- As **colunas Hypersil GOLD aQ** são uma boa escolha ao separar compostos básicos, pois os picos terão menos interferência, resultando em uma melhor resolução. Além disso, essas colunas podem ser usadas com fases móveis 100% aquosas para melhorar a reprodutibilidade.

Informações para pedidos							
Tamanho da partícula (µm)	Formato	DI (mm)	Comprimento (mm)	Hypersil GOLD	Hypersil GOLD HILIC	Hypersil GOLD aQ	
1,9 µm	Coluna de HPLC	2,1	50	25002-052130	26502-052130	25302-052130	
			100	25002-102130	26502-102130	25302-102130	
			150	25002-152130	26502-152130	25302-152130	
3 µm	Drop-in Guard, 4/pct	2,1	10	25003-012101	26503-012101	25303-012101	
			Coluna de HPLC	50	25003-052130	26503-052130	25303-052130
				100	25003-102130	26503-102130	25303-102130
	150	25003-152130		26503-152130	25203-152130		
	Drop-in Guard, 4/pct	3,0	10	25003-013001	26503-013001	25303-013001	
			Coluna de HPLC	50	25003-053030	-	25303-053030
100				25003-103030	-	25303-103030	
150	25003-153030	26503-153030		25303-153030			
Drop-in Guard, 4/pct	4,6	10	25003-014001	-	25303-014001		
		Coluna de HPLC	100	25003-104630	26503-104630	25303-104630	
			150	25003-154630	26503-154630	25303-154630	
			250	25003-254630	-	25303-254630	

Suportes de cartuchos UNIGUARD Guard		
10	2,1	852-00
	3,0	852-00
	4,6	850-00

Há mais dimensões de colunas e tamanhos de partículas disponíveis; consulte o site para obter mais informações.

Saiba mais em thermofisher.com/hypersilgold