

Service and support

DataSafe Solutions Mini Storage

大切なデータを保管するための
ネットワークストレージをお手軽に

Ion Torrent™ DataSafe™ Solutions Mini Storageは、Ion Torrent™ 次世代シーケンサのデータ保存用のネットワーク接続ストレージ (NAS) です。このストレージは、信頼性の高いディスクベースで、万が一に備えて冗長性を有しています。お客さまの環境に合わせて必要な設定をしてから出荷しますので、すぐに利用できます。

DataSafe Solutions
Mini StorageIon GeneStudio™ S5
シリーズ

	Advanced	Standard
筐体	QNAP TS-873A	QNAP TS-673A
ディスク構成	8 TB×8 RAID6 (高信頼性)	8 TB×6 RAID5
ディスク容量*	43 TB (データ約100ラン分)	36 TB (データ約80ラン分)
LANポート	1GbE	
入力電源	100~240 VAC, 50 ~ 60 Hz	
サイズ	D280.8 × W329.3 × H188.2 mm	D280.8 × W264.3 × H188.2 mm
重量 (HDD込み)	約12 kg	約9.5 kg
保証	3年	

* ディスク容量は概算です。フォーマットなどにより若干前後します。保存可能なラン数は、Ion 540 chipを使った場合の目安です。アプリケーションやチップの種類によって変動します。

Ordering information

製品名	製品番号	希望小売価格
DataSafe Solutions Mini Storage, Advanced	TRN00246	¥790,000
DataSafe Solutions Mini Storage, Standard	TRN00245	¥620,000

事前に設定を行って出荷しますので、お客さまにて簡単に設置可能です。弊社サービスエンジニアによる設置も可能ですが、接続対象のNGS機器が保守に入られてない場合は、別途設置費用がかかります。

本製品に関する見積もりまたはお問い合わせは、テクニカルサポート バイオインフォマティクス担当までご連絡ください。

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2019-2022, 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2024 年 1 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc SVC076-F24010B

販売店

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-6980 FAX : 03-6832-9584

営業部 TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

thermofisher.com

ion torrent