

Thermo Scientific VersaCool Kälte-Badthermostat

Erleben Sie die Vorteile kopflos zu sein

Damit Sie einen kühlen Kopf bewahren, haben wir unseren zurecht gerückt

Stellen Sie sich vor: Mehr Platz für Ihre Proben und durchdachte Ausstattung und Zubehör zur Vereinfachung Ihrer täglichen Aufgaben. Das neue Thermo Scientific™ VersaCool™ Kälte-Badthermostat. Entwickelt um all Ihre täglichen Herausforderungen zu meistern, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am liebsten tun - die Antworten auf die verblüffendsten Fragen der Wissenschaft zu finden.



Wir sehen unser größtes Bad mit der kleinsten Stellfläche. Sie sehen mehr Proben - ein Schritt näher an der großen Entdeckung.

- Ohne den Temperierkopf und die Kühlschlange ist der Arbeitsbereich größer, sicherer und einfacher zu reinigen
- Größerer Arbeitsbereich bei gleicher kompakter Standfläche im Labor

Wir sehen unser energie-effizientestes Kältebad. Sie sehen geringeren Energieverbrauch und Energiekosten.

- Arbeitet konstant im energiesparenden Modus
- Variabel kontrollierbare Geschwindigkeit der Pumpe, des Ventilators und des Kompressors
- Verbrauchen Sie nur soviel Energie wie für Ihre Anwendung nötig

Wir sehen einen intuitiv bedienbaren, 14,4 cm (5.7 inch) Farb-Touchscreen.

Sie sehen wie einfach arbeiten sein kann.

- Auch mit Handschuhen oder Touchpen bedienbar
- Helles Display um wichtige Daten abzulesen
- Einfache Navigation und Bedienung

¹ Smart-Vue ist nicht in allen Radio-Frequenz-Bereichen (RF) verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter nach einer kabellosen Smart-Vue Lösung, die Ihren speziellen Bedürfnissen bestmöglich entspricht.

Wir sehen leicht einstellbare, tropffreie Probengestelle und Deckel.

Sie sehen verbesserte Sicherheit & schnellere Reinigung - völlig ohne Werkzeug.

- Ein werkzeuglos einstellbarer Badeinsatz nimmt eine große Auswahl von Becher- und Reagenzglasgrößen auf
- Rechts oder links anschlagbarer oder aufliegender Deckel
- Clever designte Deckel reduzieren Dampfaustritt und leiten Kondensat zurück ins Bad

Wir sehen globale Spannungscompatibilität. Sie sehen ein Bad, das einfach überall auf der Welt funktioniert.

- Erkennt automatisch die richtige Frequenz und Voltzahl
- Eine Artikelnummer, die mit allen Spannungen weltweit funktioniert

Wir sehen USB- und Bluetooth-Kommunikation. Sie sehen mit Abstand die beste Kontrolle.

- Nutzen Sie die Kommunikations- und Kontrollelemente um sicherzustellen, dass Ihre Proben ordnungsgemäß temperiert sind
- Verbinden Sie jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet mit dem Thermostat und benutzen Sie es zur Fernbedienung und Überwachung
- Bedienen Sie Ihr Gerät aus größerer Entfernung mit unserer NesCom Software oder kabellos mit Smart-Vue™ ¹

© 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. und Ihrer Tochtergesellschaften. Ergebnisse können bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen variieren. Änderung von Spezifikationen, Bedingungen und Preisen vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort nach weiteren Einzelheiten.

Nordamerika: USA/Canada gebührenfrei: +1 (800) 258-0830; USA: +1 (603) 436-9444 oder info.tc.us@thermofisher.com
Europa: Benelux: +31 (0) 76 579 55 55 oder sales.tc.eu@thermofisher.com; Frankreich: +33 (0) 1 60 92 48 00 oder sales.tc.eu@thermofisher.com
Deutschland: +49 (0) 721 4094 444 oder sales.tc.eu@thermofisher.com; Großbritannien: +44 (0) 870 609 9254 oder sales.tc.eu@thermofisher.com
Asien: China: +81 3 5826 1616 oder info.tc.china@thermofisher.com; Indien: +91 (22) 27 78 11 01 oder contact.lpg.in@thermofisher.com
Japan: +81-3-5826-1616 oder info.lpg.jp@thermofisher.com

PFTCTSVRSAC00LDE 0314

Thermo
SCIENTIFIC
Part of Thermo Fisher Scientific