



**AUF DIE PLÄTZE.
FERTIG. LOS.
HALTEN SIE
IHR LABOR AM
LAUFEN!**



Optimieren Sie die Vorbereitung Ihrer Medien mit den Thermo Scientific Anreicherungsmedien in Beuteln

Thermo Scientific Anreicherungsmedien in Beuteln

Steigern Sie Ihre Produktivität mit unserem Sortiment von praktischen, auflösungsbereiten Lösungen

Steigern Sie Ihre Produktivität durch kürzere Vorbereitungszeiten mit den Thermo Scientific™ Anreicherungsmedien in Beuteln. Unsere flexiblen Lösungen mit vorgewogenen, gamma-bestrahlten Anreicherungsmedien ermöglichen es Ihnen, schnell auf wechselnde Testanforderungen zu reagieren und qualifizierte Ressourcen für anspruchsvollere Aufgaben einzusetzen – um Ihr Labor am Laufen zu halten.



Schnell

Bereiten Sie hochwertige Anreicherungsmedien in wenigen Minuten vor.



Flexibel

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Anreicherungsmedien bei Bedarf jederzeit zur Verfügung stehen.



Einfach

Eliminieren Sie das Wiegen, Autoklavieren und Engpässe in Ihrem Workflow.



Mehr Formate zur Deckung Ihres individuellen Bedarfs

Wählen Sie zwischen FitBag, QuickBag und Dry-Bag Medien

Die Thermo Scientific Anreicherungsmedien in Beuteln wurden entwickelt, um Ihren Bedarf für die Probenvorbereitung und Testvolumen zu erfüllen. Sie sind in drei anwenderfreundlichen Formaten erhältlich, um eine bequeme und kostengünstige Medienvorbereitung sicherzustellen.



FitBag Medien

Sparen Sie Platz und Zeit während der Medienvorbereitung mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ FitBag™ Medien.

Füllen Sie einfach Wasser ein*, brechen Sie das Teilungssiegel auf und verwenden Sie die Medien nach Bedarf.

QuickBag Medien

Reduzieren Sie das Risiko von Verunreinigungen während der Vorbereitung von Anreicherungsmedien mit den Thermo Scientific™ QuickBag™ Medien.

Brechen Sie zur Anwendung einfach das Teilungssiegel auf, mischen Sie die Bestandteile und beginnen Sie mit der Abgabe.

Dry-Bags Medien

Steigern Sie Ihre Effizienz bei der Vorbereitung von Anreicherungsmedien in größeren Mengen mit den Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Medien.

Geben Sie Wasser* zum vorgewogenen Pulver hinzu, mischen Sie die Lösung und dosieren Sie sie nach Bedarf.

Vorbereitungszeit

< 10 Minuten

< 5 Minuten

< 30 Minuten

Verfügbare Volumen

2,7 l, 4,5 l, 9 l

2,7 l, 4,5 l

20 l

Merkmale


Flexible Wahl des Zeitpunkts zum Befüllen und Mischen nach Bedarf**

Vorgefüllte Wasserkammer***


Großes Volumen für hohen Testdurchsatz***

FitBag Medien lassen sich einfach lagern und erfordern bei der Lagerung weniger Platz als gebrauchsfertige Medien in Flaschen und Beuteln.

5
Medienflaschen



=



50
Unbefüllte FitBag
Medienbeutel

* Verwenden Sie eine Thermo Scientific Peristaltikpumpe und Thermo Scientific 0,2-µm-Filter, um FitBag und Dry-Bags Medien mit entionisiertem Wasser zu befüllen.

** FitBag Medienbeutel können bis zu einer Woche vor dem Mischen befüllt werden. Nach der Hydrierung sollten FitBag Medien innerhalb von 72 Stunden verbraucht werden.

*** Nach der Hydrierung sollten FitBag und Dry-Bags Medien innerhalb von 72 Stunden verbraucht werden.

Komplettlösungen. Maximaler Komfort.

Gewährleisten Sie die Effizienz über Ihren gesamten Workflow mit den Thermo Scientific Lösungen für die Probenvorbereitung und -anreicherung.



Peristaltikpumpe

Befüllen Sie Ihre FitBag und Dry-Bag Medien schnell und einfach mit der Thermo Scientific™ Peristaltikpumpe.



DiluFlux Pro automatisierter gravimetrischer Dilutor

Verdünnen Sie Proben schnell und präzise auf Knopfdruck mit dem Thermo Scientific™ DiluFlux Pro™ Dilutor.



Homogenizer Labormischer

Erzielen Sie eine effektive, leise Probenhomogenisierung in weniger als einer Minute mit dem Thermo Scientific™ Homogenizer Labormischer.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit den Thermo Scientific Probenvorbereitungs- und Anreicherungs-lösungen. Unser umfassendes Sortiment von hochwertigen Produkten ist auf Schnelligkeit, Flexibilität und Entlastung ausgelegt – damit Sie Ihren Testbedarf bequem und zuverlässig decken können.

Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort oder besuchen Sie thermofisher.com/enrich.

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Marken Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. bzw. seinen Tochterunternehmen. FitBag und QuickBag sind Marken der Interbiotech S.r.l.

Kontaktinformationen:

microbiology.de@thermofisher.com
Deutschland +49 (0)281 152 0
Österreich 0800 /297 521
Schweiz +41 (0)61 271 6660

993-002
LT2340A-DE
Mai 2017

ThermoFisher
SCIENTIFIC