



○

**PREPARADO.
LISTO. MANTENGA
SU LABORATORIO
EN MARCHA.**

Optimice la preparación de medios con los medios de enriquecimiento en bolsas de Thermo Scientific

Medios de enriquecimiento en bolsas de Thermo Scientific

Prepárese para ser más productivo con nuestra gama de soluciones cómodas y listas para hidratar

Aumente la productividad al disminuir el tiempo de preparación con los medios de enriquecimiento en bolsas de Thermo Scientific™. Gracias a los medios de enriquecimiento pesados previamente e irradiados con rayos gamma, nuestras soluciones ampliables le permiten responder rápidamente para adaptarse a las variables demandas de análisis y centrar los recursos en actividades de mayor valor; todo ello mientras mantiene su laboratorio en marcha.



Rápido

Prepare medios de enriquecimiento de gran calidad en cuestión de minutos.



Flexible

Trabaje con la seguridad de saber que sus medios de enriquecimiento estarán listos cuando usted lo esté.



Sin complicaciones

Elimine el pesaje, el autoclave y los atascos de su flujo de trabajo.



Más formatos para adaptarse a sus necesidades

Elija entre medios como FitBag, QuickBag o Dry-Bags

Diseñados para adaptarse a sus necesidades de preparación de muestras y volumen de pruebas, los medios de enriquecimiento en bolsas de Thermo Scientific se presentan en tres formatos fáciles de utilizar, lo que hace que la preparación de medios sea cómoda y rentable.



Medios FitBag

Ahorre espacio y tiempo durante la preparación de medios con los medios fáciles de usar Thermo Scientific™ FitBag™.

Simplemente, llénelo con agua*, rompa el cierre divisor y úselo cuando sea necesario.

Medios QuickBag

Reduzca el riesgo de contaminación durante la preparación de medios de enriquecimiento con los medios Thermo Scientific™ QuickBag™.

Para utilizar, simplemente rompa el cierre divisor, mezcle y comience a dispensar.

Medios Dry-Bags

Haga más eficiente la preparación de medios de enriquecimiento a gran escala con los medios Thermo Scientific™ Dry-Bags™.

Añada agua* al polvo pesado previamente, mezcle y dispense.

Tiempo de preparación

< 10 minutos

< 5 minutos

< 30 minutos

Volúmenes disponibles

2,7 l, 4,5 l y 9 l

2,7 l y 4,5 l

20 l

Las características incluyen

Flexibilidad para llenar cuando se precise y mezclar cuando sea necesario**

Compartimento de agua precargado***


Formato de gran volumen para un alto rendimiento de pruebas***

Los medios FitBag pueden almacenarse de forma eficiente, lo que requiere menos espacio de almacenamiento que los medios listos para usar en frascos y bolsas.

5
Frascos para medios



=



50
Bolsas para medios FitBag vacías

*Utilice una bomba peristáltica de Thermo Scientific y un filtro de 0,2 µ de Thermo Scientific para llenar los medios FitBag y Dry-Bags con agua desionizada.

**Las bolsas de medios FitBag pueden llenarse hasta una semana antes de la mezcla. Una vez hidratados, los medios FitBag deben utilizarse en un plazo de 72 horas.

***Una vez hidratados, los medios FitBag y Dry-Bags deben utilizarse en un plazo de 72 horas.

Soluciones completas. Comodidad completa.

Garantice la eficiencia en todo su flujo de trabajo con las soluciones de preparación y enriquecimiento de muestras de Thermo Scientific



Bombas peristálticas

Llene sus medios FitBag y Dry-Bags de forma rápida y sencilla con las bombas peristálticas de Thermo Scientific™.

Diluidores gravimétricos automatizados DiluFlux Pro

Diluya muestras de forma rápida y precisa con solo tocar un botón mediante los diluidores Thermo Scientific™ DiluFlux Pro™.

Homogeneizador mezclador de laboratorio

Logre una homogeneización de muestras potente y silenciosa en menos de un minuto gracias al homogeneizador mezclador de laboratorio de Thermo Scientific™.

Prepárese para ser más productivo con las soluciones de preparación y enriquecimiento de muestras de Thermo Scientific. Nuestra completa gama de productos de gran calidad está diseñada para ser rápida, flexible y liberadora, lo que le permite cumplir con las demandas de análisis con comodidad y seguridad.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas local o visite thermofisher.com/enrich

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y sus filiales, salvo que se especifique lo contrario. FitBag y QuickBag son marcas comerciales de Interbiotech S.r.l.

Información de contacto:

microbiologia.soporte.es@thermofisher.com
España y Portugal +34 91 382 2023
Internacional +44 (0) 1256 841144
Estados Unidos: +1 800 255 6730

993-002
LT2340A-ES
Mayo de 2017

ThermoFisher
SCIENTIFIC