

A background image of a runner in a starting block on a blue track. A white rectangular box with rounded corners is overlaid on the image. Inside the box, the text 'MAINTENEZ VOTRE LABORATOIRE DANS LA COURSE.' is written in bold white capital letters. Above the text, there is a small white circle. Below the text, there is a small white icon of a test tube or pipette tip.

**MAINTENEZ VOTRE
LABORATOIRE
DANS LA COURSE.**

Optimisation de la préparation de milieux grâce aux milieux d'enrichissement conditionnés en poches Thermo Scientific

Milieux d'enrichissement conditionnés en poches Thermo Scientific

Devenez plus productif grâce à notre gamme de solutions pratiques prêtes à hydrater

Augmentez votre productivité tout en réduisant les temps de préparation grâce aux milieux d'enrichissement conditionnés en poches Thermo Scientific™. Comprenant des milieux d'enrichissement prépesés et stérilisés par irradiation gamma, nos solutions évolutives vous permettent de vous adapter rapidement aux besoins de test fluctuants, ainsi que de concentrer vos ressources sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Votre laboratoire garde ainsi le rythme !



Rapide

Préparez des milieux d'enrichissement de haute qualité en quelques minutes.



Flexible

Travaillez en toute confiance parce que vos milieux d'enrichissement seront toujours prêts lorsque vous en avez besoin.



Simple

Éliminez la pesée, l'autoclavage et les goulots d'étranglement de votre mode opératoire.



Des formats supplémentaires pour répondre à vos besoins

Faites votre choix parmi les milieux FitBag, QuickBag ou Dry-Bags


Conçus pour répondre à vos besoins en matière de préparation d'échantillons et de volumes d'essai, les milieux d'enrichissement conditionnés en poches Thermo Scientific sont disponibles en trois formats faciles à utiliser pour une préparation de milieux aisée et efficace.




Milieux FitBag	Milieux QuickBag	Milieux Dry-Bags
Gagnez du temps et de l'espace pendant la préparation des milieux grâce aux milieux Thermo Scientific™ FitBag™ faciles d'utilisation. Remplissez-les simplement d'eau*, cassez la membrane de séparation et utilisez en fonction de vos besoins.	Réduisez le risque de contamination pendant la préparation des milieux d'enrichissement grâce aux milieux Thermo Scientific™ QuickBag™. Pour les utiliser, cassez tout simplement la membrane de séparation, mélangez et commencez la distribution du milieu.	Rendez la préparation de milieux d'enrichissement à grande échelle plus efficace grâce aux milieux Thermo Scientific™ Dry-Bags™. Ajoutez de l'eau* à la poudre prépesée, mélangez et utilisez.
Temps de préparation		
< 10 minutes	< 5 minutes	< 30 minutes
Volumes disponibles		
2,7 l, 4,5 l, 9 l	2,7 l, 4,5 l	20 l
Caractéristiques incluses		
Flexibilité offrant la possibilité d'effectuer le remplissage quand vous le souhaitez et de mélanger selon vos besoins**	Compartment d'eau prérempli***	Format adapté aux grands volumes pour une cadence de test élevée***

Les milieux FitBag peuvent être stockés facilement, car ils nécessitent moins d'espace que les milieux prêts à l'emploi en bouteilles et en poches.

5
Bouteilles de milieux



=



50
Poches de milieu FitBag non remplis

* Utilisez une pompe péristaltique Thermo Scientific et un filtre 0,2 µ Thermo Scientific pour remplir les milieux FitBag et Dry-Bags avec de l'eau désionisée.

** Les sachets de milieux FitBag peuvent être remplis jusqu'à une semaine avant d'effectuer le mélange. Une fois hydratés, les milieux FitBag doivent être utilisés dans les 72 heures.

*** Une fois hydratés, les milieux FitBag et Dry-Bags doivent être utilisés dans les 72 heures.

Des solutions complètes. Une organisation parfaite.

Assurez l'efficacité de l'ensemble de vos modes opératoires grâce aux solutions d'enrichissement et de préparation d'échantillons Thermo Scientific



Pompes péristaltiques

Remplissez vos milieux FitBag et Dry-Bags aussi rapidement et facilement que possible grâce aux pompes péristaltiques Thermo Scientific™.

Diluteurs gravimétriques automatisés DiluFlux Pro

Diluez les échantillons rapidement et précisément, d'une simple pression sur un bouton, grâce aux diluteurs Thermo Scientific™ DiluFlux Pro™.

Malaxeur de laboratoire Homogenizer

Obtenez une homogénéisation de l'échantillon efficace et silencieuse en moins d'une minute grâce au malaxeur de laboratoire Homogenizer Thermo Scientific™.

Devenez plus productif grâce aux solutions de préparation d'échantillons et d'enrichissement Thermo Scientific. Notre gamme complète de produits de qualité supérieure est conçue pour être rapide, flexible et efficace, vous permettant ainsi de répondre à vos besoins de test à votre convenance et en toute confiance.

Pour en apprendre plus, veuillez contacter votre distributeur local ou consulter le site [thermofisher.com/enrich](https://www.thermofisher.com/enrich)

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. FitBag et QuickBag sont des marques déposées d'Interbiotech S.r.l.

Coordonnées :
microbiologie.fr@thermofisher.com
France +33 (0)4 72 52 33 70

993-002
LT2340A-FR
Mai 2017

ThermoFisher
SCIENTIFIC