



Oxoid Culture Media product Dehydrated Culture Media (CM) and Supplements (SR)

Thermo
SCIENTIFIC

1. 問い合わせ

製品についてのお問い合わせはマイクロバイオロジー部、または弊社製品取扱代理店までご連絡ください。

TEL:03-5826-1630

FAX:03-5826-1631

Eメール:info.mbd.jp@thermofisher.com

2. 製品保証

記載の試薬の品質は製品規格書記載の規格についてのみ保証されています。規格は予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

3. 使用目的

本誌記載の製品は試験・研究用です。ヒトまたは動物の疾病の治療・予防、化粧品・食品など他の用途には使用しないでください。

4. 返品・交換

弊社からの誤送、梱包の不備、製品の破損及び品質上の問題がある時を除き、返品・交換はご容赦願います。

5. バルク包装・特注製造地

記載のない容量・バルク包装および特注製造地につきましては弊社製品取扱代理店または弊社マイクロバイオロジー部までご相談ください。

なお、特注製造地・粉末状は100 kgよりお受けいたします。

6. カタログ記載内容

記載の試薬・キットは、2012年1月1日現在のものです。諸般の事情により製品、包装サイズおよびキット内容を予告なしに削除、変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

7. MSDS

国の分類基準に該当する危険・有害物質についての製品安全データシート(MSDS)は、弊社サイトから入手いただくことが可能です。また、弊社製品取扱代理店または弊社までお問い合わせください。製品ラベルには毒物及び劇物取締法、消防法などの法的規制品目やそれ以外の危険性のある製品についても可能な限り表示しておりますが、試薬によっては知見や情報のない製品も多数ありますので、取扱いには十分にご注意ください。

8. オクソイドマニュアル

弊社のオクソイド製品の組成、使用方法、品質管理、取り扱い上の注意などが記載されたオクソイドマニュアルは、弊社サイトwww.oxid.comから入手頂けます。

● 製品販売元

マイクロバイオロジー部、または弊社製品取扱代理店にご連絡ください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

本社

〒221-0022

横浜市神奈川区守屋町三丁目9番地

● 製品問い合わせ先

製品についてのお問い合わせはマイクロバイオロジー部、または弊社製品取扱代理店までご連絡ください。

問い合わせ先

マイクロバイオロジー部

〒110-0015

東京都台東区東上野4-24-11

NBF上野ビル10F

TEL:03-5826-1630

FAX:03-5826-1631

Eメール:info.mbd.jp@thermofisher.com

2 Culture Media and Supplements

Aeromonas Medium (Ryan) : エロモナス培地 (Ryan)

エロモナス基礎培地 (Ryan) Aeromonas Medium Base (Ryan)	CM0833B	500 g	調製可能培地量 : 8.5 L
アンピシリンサプリメント Ampicillin Supplement	SR0136E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : <i>Aeromonas hydrophila</i> の選択分離用培地			

AFPA : AFPA 培地

AFPA 基礎培地 AFPA Base	CM0731B	500 g	調製可能培地量 : 11.0 L
クロラムフェニコールサプリメント Chloramphenicol Supplement	SR0078E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0078H	10 vials	培地 2 L/vial
用途 : <i>Aspergillus flavus</i> と <i>A. parasiticus</i> の選択分離用培地			

Alkaline Peptone Water (APW) : アルカリペプトン水

アルカリペプトン水 Alkaline Peptone Water	CM1028B	500 g	調製可能培地量 : 17.6 L
用途 : ビブリオ属菌の選択増菌用培地			

Alkaline Saline Peptone Water (ISO) : アルカリペプトン生理食塩水 (ISO)

アルカリペプトン生理食塩水 (ISO) Alkaline Saline Peptone Water (ISO)	CM1117B	500 g	調製可能培地量 : 12.5 L
用途 : ビブリオ属菌の選択増菌用培地、ISO/TS 21872 に準拠			

Amie transport medium : アミー輸送培地

アミー輸送培地 Amie transport medium	CM0425J	250 g	調製可能培地量 : 12.5 L
用途 : 輸送用培地			
アンピシリンサプリメント 25 mg/vial 25 mg/vial Ampicillin Supplement	SR0136E	10 vials	

Anaerobe Basal Agar : 嫌気性菌用寒天基礎培地

嫌気性菌用寒天基礎培地 Anaerobe Basal Agar	CM0972B	500 g	調製可能培地量 : 10.9 L
N-S サプリメント N-S Anaerobe Selective Supplement	SR0107B	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : 無芽胞性嫌気性菌の選択分離用培地			
G-N サプリメント G-N Anaerobe selective Supplement	SR0108B	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : グラム陰性嫌気性菌の選択分離用培地			
ネオマイシンサプリメント 150 mg/vial 150 mg/vial Neomycin Supplement	SR0163H	10 vials	培地 2 L/vial

Anaerobe Basal Broth : 嫌気性菌用ブイヨン

嫌気性菌用ブイヨン Anaerobe Basal Broth	CM0957B	500 g	調製可能培地量 : 14.1 L
用途 : 一般的な嫌気性菌の増菌ブイヨン			

Antibiotic Medium No.1 (Seed agar) : 抗生物質用培地 No.1 (シードアガー)

抗生物質用培地 No.1 Antibiotic Medium No.1 (Seed agar)	CM0327B	500 g	調製可能培地量 : 18.5 L
用途 : 抗生物質検定用培地			

Antibiotic Medium No.3 (Assay broth) : 抗生物質用培地 No.3 (アッセイブイヨン)

抗生物質用培地 No.3 Antibiotic Medium No.3 (Assay broth)	CM0287B	500 g	調製可能培地量 : 28.6 L
用途 : 抗生物質検定用培地			

Arcobacter Broth : アルコバクターブイヨン

アルコバクター基礎ブイヨン Arcobacter broth base	CM0965B	500 g	調製可能培地量 : 20.8 L
CAT サプリメント CAT Supplement	※ SR0174E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0174H	10 vials	培地 2.0 L/vial
	SR0155E	10 vials	培地 500 mL/vial
CCDA サプリメント CCDA Selective Supplement	※ SR0155H	10 vials	培地 2.0 L/vial
	SR0155N	10 vials	培地 9.0 L/vial

用途 : *Arcobacter* 属菌選択増菌ブイヨン、※どちらかを選択してご使用下さい

Azide Blood Agar Base : アザイド血液寒天基礎培地

アザイド血液寒天基礎培地 Azide Blood Agar Base	CM0259B	500 g	調製可能培地量 : 16.7 L
用途 : 連鎖球菌およびブドウ球菌の選択分離用培地			

Azide Dextrose Broth (Rothe Broth) : アザイドブドウ糖ブイヨン

アザイドブドウ糖ブイヨン Azide Dextrose Broth (Rothe Broth)	CM0868B	500 g	調製可能培地量 : 14.0 L
用途 : 腸球菌の選択増菌用培地			

Bacillus cereus Selective Agar (PEMBA) : バチルスセレウス選択寒天培地

バチルスセレウス選択寒天基礎培地 Bacillus cereus Selective Agar Base	CM0617B	500 g	調製可能培地量 : 12.2 L
	CM0617R	2.5 kg	調製可能培地量 : 61.0 L

ポリミキシンBサプリメント Polymyxin B Supplement	SR0099E	10 vials	培地 500 mL/vial
卵黄乳液 egg yolk emulsion	SR0047C	100 mL	
シクロヘキシミドサプリメント Cycloheximide 0.1% Solution	SR0222C	100 mL	
用途： <i>Bacillus cereus</i> 選択分離用培地			

Baird-Parker Egg Yolk Agar (ISO) : 卵黄加ベアドパーカー寒天培地 ISO 処方

ベアドパーカー寒天基礎培地 ISO 処方 Baird-Parker Agar (ISO) Base	CM1127B	500 g	調製可能培地量：7.9 L
	CM1127T	5 kg	調製可能培地量：79.0 L
亜テルル酸加卵黄乳液 Egg Yolk Tellurite Emulsion	* SR0054C	100 mL	
卵黄乳液 Egg Yolk Emulsion	* SR0047C	100 mL	
亜テルル酸カリウム Potassium Tellurite 3.5%	SR0030J	10 × 2 mL	
用途：コアグラールゼ陽性ブドウ球菌選択分離用培地。ISO:6888-1:1999に準拠。卵黄乳液と使用し、RPFサプリメントとは一緒に使用しないで下さい。※どちらかを選択してご使用ください。			

Baird-Parker Egg Yolk Tellurite Agar : 卵黄-亜テルル酸加ベアドパーカー寒天培地

ベアドパーカー寒天基礎培地 Baird-Parker Agar Base	CM0275B	500 g	調製可能培地量：7.9 L
亜テルル酸加卵黄乳液 Egg Yolk Tellurite Emulsion	* SR0054C	100 mL	
卵黄乳液 Egg Yolk Emulsion	* SR0047C	100 mL	
亜テルル酸カリウム Potassium Tellurite 3.5%	SR0030J	10 × 2 mL	
用途：コアグラールゼ陽性ブドウ球菌選択分離用培地。卵黄乳液と使用し、RPFサプリメントとは一緒に使用しないで下さい。※どちらかを選択してご使用ください。			

Baird-Parker RPF Agar : ベアドパーカー寒天培地 (RPF)

ベアドパーカー寒天基礎培地 (RPF) Baird-Parker RPF Agar Base (RPF)	CM0961B	500 g	調製可能培地量：7.1 L
RPFサプリメント RPF Supplement	* SR0122A	10 vials	培地 100 mL/vial
用途：コアグラールゼ陽性ブドウ球菌選択分離用培地。卵黄乳液とは一緒に使用しないで下さい。※ベアドパーカー寒天培地のみで使用可能です。0℃以下で貯蔵してください。			

BiGGY Agar (Nickerson Medium) : ビギー寒天培地

ビギー寒天培地 BiGGY Agar (Nickerson Medium)	CM0589B	500 g	調製可能培地量：11.9 L
用途：カンジダ選択分離用培地			

Bile Aesculin Agar : 胆汁酸エスクリン寒天培地

胆汁酸エスクリン寒天培地 Bile Aesculin Agar	CM0888B	500 g	調製可能培地量：11.2 L
用途：腸球菌選択分離用培地			

Bismuth Sulphite Agar (Modified Wilson and Blair Medium) : 亜硫酸ビスマス寒天培地

亜硫酸ビスマス寒天培地 Bismuth Sulphite Agar (Modified Wilson & Blair Medium)	CM0201B	500 g	調製可能培地量：25.0 L
用途：腸チフス菌を含む一般的なサルモネラ、特に乳糖発酵性のサルモネラの選択分離に有用			

Campylobacter Blaser-Wang Selective Medium : カンピロバクター選択寒天培地 (ブレザー・ワング処方)

コロンビア血液寒天基礎培地 Columbia Blood Agar Base	* CM0331B	500 g	調製可能培地量：12.8 L
血液寒天培地 No.2 Blood Agar Base No.2	* CM0271B	500 g	調製可能培地量：12.5 L
カンピロバクター選択サプリメント (ブレザー・ワング) Campylobacter Selective Supplement (Blaser-Wang)	SR0098E	10 vials	培地 500 mL/vial
カンピロバクター発育サプリメント Campylobacter Growth Supplement	SR0232E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途：カンピロバクターの選択分離用培地。※どちらかを選択してご使用ください。			

Blood Agar Base : 血液寒天基礎培地

血液寒天基礎培地 Blood Agar Base	CM0055B	500 g	調製可能培地量：12.5 L
	CM0055T	5 kg	調製可能培地量：125.0 L
用途：一般細菌、栄養要求の厳しい細菌の分離用培地			

Blood Agar Base No.2 : 血液寒天基礎培地 No.2

血液寒天基礎培地 No.2 Blood Agar Base No.2	CM0271B	500 g	調製可能培地量：12.5 L
	CM0271R	2.5 kg	調製可能培地量：62.5 L
	CM0271T	5 kg	調製可能培地量：125.0 L
用途：一般細菌、栄養要求の厳しい細菌の分離用培地			

Bolton Selective Enrichment Broth : ボルトン選択増菌ブイヨン

ボルトン基礎ブイヨン Bolton Broth Base	CM0983B	500 g	調製可能培地量：18.1 L
ボルトンブイヨンサプリメント Bolton Broth Selective Supplement	* SR0183E	10 vials	培地 500 mL/vial
改良型ボルトンブイヨンサプリメント Modified Bolton Broth Selective Supplement	* SR0208E	10 vials	培地 500 mL/vial
カンピロバクター発育サプリメント Campylobacter Growth Supplement	SR0232E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途：カンピロバクターの選択増菌用培地。※どちらかを選択してご使用ください。			

4 Culture Media and Supplements

Bordetella Selective Medium : ボルデテラ選択培地

炭末寒天基礎培地 Charcoal Agar Base	CM0119B	500 g	調製可能培地量 : 9.8 L
ボルデテラサプリメント Bordetella Selective Supplement	SR0082E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : 百日咳菌 (<i>Bordetella</i> and <i>B. paraptussis</i>) 選択分離用培地			

Brain Heart Infusion Agar : ブレインハートインフュージョン寒天培地

ブレインハートインフュージョン寒天培地 Brain Heart Infusion Agar	CM1136B	500 g	調製可能培地量 : 10.6 L
用途 : 一般細菌、栄養要求の厳しい細菌用分離培地			

Brain Heart Infusion Broth : ブレインハートインフュージョンブイオン

ブレインハートインフュージョンブイオン Brain Heart Infusion Broth	CM1135B	500 g	調製可能培地量 : 13.5 L
	CM1135R	2.5 kg	調製可能培地量 : 67.5 L
用途 : 一般細菌、栄養要求の厳しい細菌用ブイオン			

Brilliance Bacillus cereus Agar : ブリリアンス パチルスセレウス寒天培地

ブリリアンス パチルスセレウス寒天基礎培地 Brilliance Bacillus cereus Agar Base	CM1036B	500 g	調製可能培地量 : 12.2 L
ブリリアンス パチルスセレウスサプリメント Brilliance Bacillus cereus Selective Supplement	SR0230E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : <i>Bacillus cereus</i> 選択分離用酵素基質培地			

Brilliance Candida Agar : ブリリアンス カンジダ寒天培地

ブリリアンス カンジダ寒天基礎培地 Brilliance Candida Agar Base	CM1002B	500 g	調製可能培地量 : 16.0 L
ブリリアンス カンジダサプリメント Brilliance Candida Agar Selective Supplement	SR0231E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : カンジダ選択分離用酵素基質培地			

Brilliance E.coli/coliform Agar : ブリリアンス E.coli/coliform 寒天培地

ブリリアンス大腸菌および大腸菌群寒天培地 Brilliance E.coli/coliform Agar	CM0956B	500 g	調製可能培地量 : 9.0 L
用途 : 大腸菌 / 大腸菌群選択分離用酵素基質培地			

Brilliance E.coli/coliform Selective Agar : ブリリアンス E.coli/coliform 選択寒天培地

ブリリアンス E.coli/coliform 選択寒天培地 Brilliance E.coli/coliform Selective Agar	CM1046B	500 g	調製可能培地量 : 17.8 L
	CM1046R	2.5 kg	調製可能培地量 : 89.0 L
用途 : 大腸菌 / 大腸菌群選択分離用酵素基質培地			

Brilliance Enterobacter sakazakii Agar (DFI) : ブリリアンス エンテロバクターサカザキ寒天培地

ブリリアンス エンテロバクターサカザキ寒天培地 Brilliance Enterobacter sakazakii Agar (DFI)	CM1055A	100 g	調製可能培地量 : 2.3 L
	CM1055B	500 g	調製可能培地量 : 11.6 L
用途 : <i>Enterobacter sakazakii</i> (<i>Cronobacter sakazakii</i>) 選択分離用酵素基質培地			

Brilliance Listeria Agar : ブリリアンス リステリア寒天培地

ブリリアンス リステリア寒天基礎培地 Brilliance Listeria Agar Base	CM1080B	500 g	調製可能培地量 : 7.4 L
	CM1080T	5 kg	調製可能培地量 : 74.0 L
ブリリアンス リステリア選択サプリメント Brilliance Listeria Selective Supplement	SR0227E	10 vials	培地 500 mL/vial
ブリリアンス リステリアサプリメント Brilliance Listeria Differential Supplement	SR0228E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : <i>Listeria monocytogenes</i> とリステリア属菌の選択分離用酵素基質培地			

Brilliance Salmonella Agar : ブリリアンス サルモネラ寒天培地

ブリリアンス サルモネラ寒天培地 Brilliance salmonella Agar Base	CM1092B	500 g	調製可能培地量 : 9.3 L
	CM1092T	5 kg	調製可能培地量 : 93.0 L
サルモネラサプリメント Salmonella Selective Supplement	SR0194E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : サルモネラ選択分離用酵素基質培地			

Brilliance UTI Agar : ブリリアンス UTI 寒天培地

ブリリアンス 尿路感染症起因菌寒天培地 Brilliance UTI Agar	CM0949B	500 g	調製可能培地量 : 8.9 L
用途 : 尿路感染症起因菌選択分離用酵素基質培地			

Brilliance UTI Clarity Agar : ブリリアンス クリアUTI寒天培地

ブリリアンス 尿路感染症起因菌透明寒天培地 Brilliance UTI Clarity Agar	CM1106B	500 g	調製可能培地量 : 13.5 L
用途 : 尿路感染症起因菌選択分離用酵素基質培地			

Brilliant Green Agar (Kauffmann Medium) : ブリリアントグリーン寒天培地 (カウフマン処方)

ブリリアントグリーン寒天培地 (カウフマン処方) Brilliant Green Agar (Kauffmann Medium)	CM0263B	500 g	調製可能培地量 : 10.0 L
スルファマンデレートサプリメント Sulphamandelate Supplement	SR0087E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : 腸チフス以外のサルモネラ選択分離用培地			

Brilliant Green Agar (modified) : 改良型ブリリアントグリーン寒天培地

改良型ブリリアントグリーン寒天培地 (エデルカンペルマチャー処方) Brilliant Green Agar (modified) (Edel-kampelmacher Medium)	CM0329B	500 g	調製可能培地量 : 9.6 L
	CM0339R	2.5 kg	調製可能培地量 : 48.0 L
	CM0339T	5 kg	調製可能培地量 : 96.0 L

スルファマンデライトサプリメント Sulphamandelate Supplement	SR0087E	10 vials	培地 500 mL/vial
--	---------	----------	----------------

用途：腸チフス以外のサルモネラ選択分離用寒天培地

Brilliant Green Bile 2% Broth：ブリアントグリーン胆汁酸ブイオン

ブリアントグリーン胆汁酸ブイオン	CM0031B	500 g	調製可能培地量：12.5 L
------------------	---------	-------	----------------

用途：大腸菌 / 大腸菌群選択増菌用培地

Brucella Selective Medium：ブルセラ選択培地

血液寒天基礎培地 No.2 Blood Agar Base No.2	※1 CM0271B	500 g	調製可能培地量：12.5 L
ブルセラ基礎培地 Brucella Medium Base	※1 CM0169B	500 g	調製可能培地量：11.1 L
コロンビア血液寒天基礎培地 Columbia Blood Agar Base	※1 CM0331B	500 g	調製可能培地量：12.8 L
ブルセラ選択サプリメント Brucella Selective Supplement	※2 SR0083A	10 vials	培地 500 mL/vial
改良型ブルセラ選択サプリメント Modified Brucella Selective Supplement	※2 SR0209E	10 vials	培地 500 mL/vial
馬血清 Horse serum	SR0035C	100 mL	

用途：ブルセラ選択分離用寒天培地。※1および※2から各1種を選択してください。

Buffered Listeria Enrichment Broth (BLEB)：緩衝リステリア増菌ブイオン

緩衝リステリア増菌ブイオン Buffered Listeria Enrichment Broth (BLEB)	CM0897B	500 g	調製可能培地量：10.6 L
	CM0897T	5 kg	調製可能培地量：106.0 L
リステリア増菌サプリメント Listeria Selective Enrichment Supplement	※ SR0141E	10 vials	培地 500 mL/vial
改良型リステリア増菌サプリメント Modified Listeria Selective Enrichment Supplement	※ SR0213E	10 vials	培地 500 mL/vial

用途：リステリア用選択増菌用培地。※どちらかを選択してご使用下さい。

Buffered Peptone Water：緩衝ペプトン水

緩衝ペプトン水 Buffered Peptone Water	CM0509B	500 g	調製可能培地量：25.0 L
	CM0509R	2.5 kg	調製可能培地量：125.0 L
	CM0509T	5 kg	調製可能培地量：250.0 L

用途：サルモネラ前増菌用培地

Buffered Peptone Water (ISO)：緩衝ペプトン水 (ISO 処方)

緩衝ペプトン水 (ISO 対応) Buffered Peptone Water (ISO)	CM1049B	500 g	調製可能培地量：25.0 L
	CM1049R	2.5 kg	調製可能培地量：125.0 L
	CM1049T	5 kg	調製可能培地量：250.0 L

用途：サルモネラ前増菌用培地。ISO 6579:2002 準拠。

Buffered Sodium Chloride Peptone (EP/USP/JP/BP)：緩衝塩化ナトリウムペプトン (EP/USP/JP/BP 対応)

緩衝塩化ナトリウムペプトン (EP/USP/JP/BP 対応) Buffered Sodium Chloride Peptone (EP/USP/JP/BP)	CM0982B	500 g	調製可能培地量：34.2 L
--	---------	-------	----------------

用途：増菌用培地、食品検体用、EP/USP/JP/BP の試験法に準拠

Burkholderia cepacia Medium：バーコホルデリアセバシア培地

バーコホルデリアセバシア寒天基礎培地 Burkholderia cepacia Agar Base	CM0995A	100 g	調製可能培地量：2.8 L
	CM0995B	500 g	調製可能培地量：13.7 L
バーコホルデリアセバシア選択サプリメント Burkholderia cepacia Selective Supplement	SR0189E	10 vials	培地 500 mL/vial

用途：バーコホルデリアセバシア選択分離用培地

Butzler Selective Medium：カンピロバクター選択寒天培地 (バツラー処方)

コロンビア血液寒天基礎培地 Columbia Blood Agar Base	CM0331B	500 g	調製可能培地量：12.8 L
カンピロバクター選択サプリメント (バツラー処方) Campylobacter Selective Supplement (Butzler)	SR0085E	10 vials	培地 500 mL/vial
カンピロバクター発育サプリメント Campylobacter Growth Supplement	SR0232E	10 vials	培地 500 mL/vial

用途：カンピロバクター選択分離用培地

Cary-Blair Transport Medium：キャリーブレア輸送培地

キャリーブレア輸送培地 Cary-Blair Transport Medium	CM0519B	500 g	調製可能培地量：37.6 L
--	---------	-------	----------------

用途：輸送用培地

CAT Medium：CAT 培地

カンピロバクター血液無添加選択寒天基礎培地 Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base	CM0739B	500 g	調製可能培地量：11.0 L
CAT サプリメント CAT Supplement	SR0174E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0174H	10 vials	培地 2.0 L/vial

用途：カンピロバクター選択分離用培地

CCDA Medium：CCDA 培地

カンピロバクター血液無添加選択寒天基礎培地 Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base	CM0739B	500 g	調製可能培地量：11.0 L
CCDA サプリメント CCDA Selective Supplement	SR0155E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0155H	10 vials	培地 2.0 L/vial

用途：カンピロバクター選択分離用培地

6 Culture Media and Supplements

Cefixime RhamNose Sorbitol MacConkey Agar : セフィキシム・ラムノース・ソルビトールマッコンキー培地

セフィキシム・ラムノース・ソルビトールマッコンキー寒天基礎培地 Cefixime RhamNose Sorbitol MacConkey Agar Base	CM1005B	500 g	調製可能培地量 : 8.8 L
セフィキシムサプリメント Cefixime Supplement	SR0191E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : 大腸菌 O157 選択分離用培地			

Cefixime Tellurite Sorbitol MacConkey Agar : セフィキシム・テルライト・ソルビトールマッコンキー寒天培地

ソルビトールマッコンキー寒天培地 Sorbitol MacConkey Agar	CM0813B	500 g	調製可能培地量 : 9.7 L
C-T サプリメント C-T Supplement	SR0172E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0172H	10 vials	培地 2.0 L/vial
	SR0172N	10 vials	培地 9.0 L/vial
用途 : 大腸菌 O157 選択分離用培地			

Cetrimide Selective Agar (EP/USP/JP/BP) : セトリミド寒天培地 (EP/USP/JP/BP 対応)

セトリミド選択寒天培地 (EP/USP/JP/BP 対応) Cetrimide Selective Agar (EP/USP/JP/BP)	R452802	500 g	調製可能培地量 : 11.0 L
用途 : 緑膿菌 選択分離用培地			

China Blue Lactose Agar : チャイナブルー乳糖寒天培地

チャイナブルー乳糖寒天培地 China Blue Lactose Agar	CM0209B	500 g	調製可能培地量 : 14.3 L
用途 : 乳中の細菌分離・計数算定用培地			
クロラムフェニコールサプリメント Chloramphenicol Supplement	SR0078E	10 vials	50 mg/vial

Cholera Medium TCBS : TCBS 培地

TCBS 培地 Cholera Medium TCBS	CM0333B	500 g	調製可能培地量 : 5.7 L
用途 : ビブリオ選択分離用培地			

Chromogenic Cronobacter isolation Agar : クロノバクター選択分離酵素基質寒天培地

クロノバクター選択分離酵素基質寒天培地 Chromogenic Cronobacter isolation Agar	CM1122B	500 g	調製可能培地量 : 16.3 L
用途 : <i>Cronobacter sakazakii</i> 選択分離用寒天培地			

Chromogenic Listeria Agar (ISO) : リステリア酵素基質寒天培地 (ISO 処方)

リステリア酵素基質寒天基礎培地 (ISO 処方) Chromogenic Listeria Agar Base (ISO)	CM1084B	500 g	調製可能培地量 : 7.2 L
OCLA サプリメント OCLA (ISO) Selective Supplement	SR0226E	10 vials	培地 500 mL/vial
OCLA L- α ホスファチジルイノシトールサプリメント OCLA (ISO) Differential Supplement L- α -phosphatidylinositol solution	SR0244E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : リステリア選択分離用寒天培地。ISO 11290-1:1997 準拠。			

Clausen Medium-Dithionite Thioglycollate (HS-T) Medium : クラウゼン培地

クラウゼン培地 Clausen Medium-Dithionite Thioglycollate (HS-T) Medium	CM0353B	500 g	調製可能培地量 : 12.5 L
用途 : 北政薬局方の無菌試験用			

CLED Medium : CLED 培地

CLED 培地 CLED Medium	CM0301B	500 g	調製可能培地量 : 13.8 L
	CM0301R	2.5 kg	調製可能培地量 : 69.0 L
用途 : 泌尿器感染細菌検出用培地			

CLED Medium (with Andrade's indicator) : CLED 培地 (アンドレード指示薬入り)

CLED 培地 (アンドレード指示薬入り) CLED Medium (with Andrade's indicator)	CM0423B	500 g	調製可能培地量 : 13.8 L
	CM0423R	2.5 kg	調製可能培地量 : 69.0 L
用途 : 泌尿器感染細菌検出用培地			

Clostridium difficile Selective Medium : クロストリジウムディフィシル選択培地

クロストリジウムディフィシル寒天基礎培地 Clostridium difficile Agar Base	CM0601B	500 g	調製可能培地量 : 7.2 L
クロストリジウム選択サプリメント Clostridium difficile Selective Supplement	SR0096E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : クロストリジウム ディフィシル 選択分離用培地			

Clostridium difficile Moxalactam Norfloxacin Selective Agar : クロストリジウムディフィシル モキサラクタム ノルフロキサシン選択培地

クロストリジウムディフィシル寒天基礎培地 Clostridium difficile Agar Base	CM0601B	500 g	調製可能培地量 : 7.2 L
CDMN サプリメント CDMN Supplement	SR0173E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : クロストリジウム ディフィシル 選択分離用培地			

CNA Staph/Strep Selective Agar : CNA ブドウ球菌 / 連鎖球菌選択寒天培地

コロンビア血液寒天基礎培地 Columbia Blood Agar Base	※1 CM0331B	500 g	調製可能培地量 : 12.8 L
血液寒天基礎培地 No.2 Blood Agar Base No.2	※1 CM0271B	500 g	調製可能培地量 : 12.5 L
Staph/Strep サプリメント Staph/Strep Selective Supplement	※2 SR0070E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0070N	10 vials	培地 9.0 L/vial

改良型CNAサブプリメント Modified CNA Selective Supplement	※2 SR0176G	10 vials	培地 2.5 L/vial
用途：ブドウ球菌、連鎖球菌選択分離用培地。※1、※2それぞれどちらかを選択してご使用ください。			
COBA Selective Medium : COBA 選択培地			
コロンビア血液寒天基礎培地 Columbia Blood Agar Base	CM0331B	500 g	調製可能培地量：12.8 L
連鎖球菌選択サブプリメント Streptococcus Selective Supplement (COBA)	SR0126E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途：連鎖球菌選択分離用培地			
Cold Filterable Tryptone Soya Broth : コールドフィルタブル トリプトンソーヤブイオン			
コールドフィルタブル トリプトンソーヤブイオン Cold Filterable Tryptone Soya Broth	CM1065B	500 g	調製可能培地量：16.7 L
	CM1065R	2.5 kg	調製可能培地量：83.3 L
	CM1065T	5 kg	調製可能培地量：167.0 L
用途：一般細菌、医薬品産業の微生物培地充填試験用。ろ過効率が向上している。			
Cold Filterable Vegetable Peptone Broth : コールドフィルタブル ベジタブルペプトンブイオン			
コールドフィルタブル ベジタブルペプトンブイオン Cold Filterable Vegetable Peptone Broth	VG0104B	500 g	調製可能培地量：16.1 L
	VG0104T	5 kg	調製可能培地量：161.0 L
用途：一般細菌、医薬品産業の微生物培地充填試験用。ろ過効率が向上しているとともに動物由来原料未使用。			
Columbia Agar MLT (EP/USP/JP/BP) : コロンビア寒天培地 MLT (EP/USP/JP/BP対応)			
コロンビア寒天培地 MLT (EP/USP/JP/BP対応) Columbia Agar MLT (EP/USP/JP/BP)	R455412	500 g	調製可能培地量：12.0 L
用途：EP/USP/JP/BPの試験法に準拠			
Columbia Blood Agar Base : コロンビア血液寒天基礎培地			
Columbia Blood Agar Base コロンビア血液寒天基礎培地	CM0331B	500 g	調製可能培地量：12.8 L
	CM0331R	2.5 kg	調製可能培地量：64.0 L
用途：一般細菌、栄養要求性の厳しい細菌発育用培地			
Cooked Meat Medium : クックドミート培地			
クックドミート培地 Cooked Meat Medium	CM0081B	500 g	調製可能培地量：5.0 L
用途：一般細菌、嫌気性細菌発育用培地			
Corn Meal Agar : コーンミール寒天培地			
Corn Meal Agar コーンミール寒天培地	CM0103B	500 g	調製可能培地量：29.4 L
用途：カンジダ用培地			
Cronobacter Screening Broth (CSB) : クロノバクター選択ブイオン			
クロノバクター選択基礎ブイオン Cronobacter Screening Broth Base	CM1121B	500 g	調製可能培地量：17.8 L
バンコマイシンサブプリメント Vancomycin Supplement (5 mg)	SR0247E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途：Cronobacter sakazakii 選択用ブイオン			
Crossley Milk Medium : クロスレイミルク培地			
クロスレイミルク培地 Crossley Milk Medium	CM0213B	500 g	調製可能培地量：4.5 L
用途：嫌気性菌分離用培地			
Cycloheximide 0.1% solution : シクロヘキシミド0.1%液			
シクロヘキシミド0.1%液 Cycloheximide 0.1% solution	SR0222C	100 mL	
用途：真菌発育抑制			
Czapek Dox Agar Modified : 改良型ツァペクドクス寒天培地			
改良型ツァペクドクス寒天培地 Czapek Dox Agar Modified	CM0097B	500 g	調製可能培地量：11.0 L
用途：真菌培養用培地			
Czapek Dox Liquid Medium : ツァペクドクス液体培地			
ツァペクドクス液体培地 Czapek Dox Liquid Medium	CM0095B	500 g	調製可能培地量：15.0 L
用途：真菌培養用培地			
DCLS Agar (Desoxycholate Lactose Sucrose) : DCLS 寒天培地			
DCLS 寒天培地 DCLS Agar (Desoxycholate Lactose Sucrose)	CM0393B		調製可能培地量：10.0 L
用途：腸内細菌培養用培地			
Dermasel medium : ダーマセル培地			
ダーマセル寒天基礎培地 Dermasel Agar Base	CM0539B	500 g	調製可能培地量：11.2 L
ダーマセル選択サブプリメント Dermasel Selective Supplement	SR0075E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0075H	10 vials	培地 2.0 L/vial
用途：糸状菌培養用培地			
Desoxycholate Agar : デオキシコレート寒天培地			
デオキシコレート寒天培地 Desoxycholate Agar	CM0163B	500 g	調製可能培地量：11.1 L
用途：大腸菌群の計数算定および分離用培地			

8 Culture Media and Supplements

Desoxycholate Citrate Agar : DCA 寒天培地

DCA 寒天培地 Desoxycholate Citrate Agar	CM0035B	500 g	調製可能培地量 : 10.3 L
用途 : 大腸菌群の計数算定および分離用培地			

Desoxycholate Citrate Agar (Hynes) : DCA 寒天培地 (Hynes 処方)

DCA 寒天培地 (Hynes 処方) Desoxycholate Citrate Agar (Hynes)	CM0227B	500 g	調製可能培地量 : 9.6 L
用途 : 腸内細菌分離用培地			

Dextrose Tryptone Agar : デキストローストリプトン寒天培地

Dextrose Tryptone Agar デキストローストリプトン寒天培地	CM0075B	500 g	調製可能培地量 : 18.5 L
--	---------	-------	------------------

Dextrose Tryptone Broth : デキストローストリプトンブイヨン

デキストローストリプトンブイヨン Dextrose Tryptone Broth	CM0073B	500 g	調製可能培地量 : 33.3 L
用途 : 好熱細菌検出用培地			

Diagnostic Sensitivity Test Agar (DSTA) : 感受性試験用寒天培地

感受性試験用寒天培地 DiagNostic Sensitivity Test Agar (DSTA)	CM0261B	500 g	調製可能培地量 : 12.5 L
用途 : 抗菌剤感受性試験用培地			

Dichloran Glycerol (DG18) Selective Medium : ジクロラン グリセロール (DG18) 選択培地

ジクロラングリセロール (DG18) 寒天基礎培地 Dichloran-Glycerol (DG18) Agar Base	CM0729B	500 g	調製可能培地量 : 15.9 L
クロラムフェニコールサプリメント Chloramphenicol Supplement	SR0078E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0078H	10 vials	培地 2.0 L/vial
用途 : 好乾性糸状菌検出用培地			

Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) : ジクロラン ローズベンガル クロラムフェニコール (DRBC) 寒天培地

DRBC Agar Base DRBC 寒天基礎培地	CM0727B	500 g	調製可能培地量 : 15.9 L
クロラムフェニコールサプリメント Chloramphenicol Supplement	SR0078E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0078H	10 vials	培地 2.0 L/vial
用途 : 真菌選択分離用培地			

Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (ISO) Agar Base : ジクロラン ローズベンガル クロラムフェニコール寒天培地 (ISO 処方)

DRBC 寒天基礎培地 (ISO 処方) DRBC (ISO) Agar Base	CM1148B	500 g	調製可能培地量 : 15.8 L
DRBC 寒天培地 (ISO 処方 ; 添加材入り) Pre-supplemented DRBC (ISO) Agar	CM1149B	500 g	調製可能培地量 : 15.8 L
用途 : 真菌選択分離用培地。ISO21527-1 準拠			

DNase Agar : DNase 寒天培地

DNase 寒天培地 DNase Agar	CM0321B	500 g	調製可能培地量 : 12.8 L
用途 : デオキシリボヌクレアーゼ産生検出用培地			

EC Broth : EC ブイヨン

EC ブイヨン EC Broth	CM0853B	500 g	調製可能培地量 : 13.5 L
用途 : 大腸菌、大腸菌群増菌用培地			

EC Broth (Reduced Bile Salts) : EC ブイヨン

EC ブイヨン EC Broth (Reduced Bile Salts)	CM0990B	500 g	調製可能培地量 : 13.7 L
	CM0990R	2.5 kg	調製可能培地量 : 68.5 L
ノボビオシンサプリメント Novobiocin Supplement	SR0181E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : 大腸菌 O157 選択増菌用培地			

EC Broth with MUG : MUG 加 EC ブイヨン

MUG 加 EC ブイヨン EC Broth with MUG	CM0979B	100 g	調製可能培地量 : 2.7 L
	CM0990R	500 g	調製可能培地量 : 13.5 L
用途 : 大腸菌増菌用ブイヨン			

Edwards Medium Modified : 改良型エドワード寒天培地

改良型エドワード寒天培地 Edwards Medium Modified	CM0027B	500 g	調製可能培地量 : 12.2 L
用途 : 連鎖球菌選択分離用培地			

EE Broth (Buffered Glucose Brilliant Green Bile Broth) : EE ブイヨン (緩衝ブドウ糖ブリリアントグリーン胆汁ブイヨン)

EE ブイヨン EE Broth (Buffered Glucose Brilliant Green Bile Broth)	CM0317B	500 g	調製可能培地量 : 11.5 L
	CM0317T	5 kg	調製可能培地量 : 114.9 L
用途 : 胆汁酸耐性グラム陰性菌増菌用培地			

Endo Agar : エンドウ寒天培地

エンドウ寒天基礎培地 Endo Agar Base	CM0479B	500 g	調製可能培地量 : 13.9 L
塩基性フクシン指示薬 Basic Fuchsin indicator	BR0050A	10 g	
用途 : 大腸菌群確認用培地			

Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel (EP/USP/JP/BP) : 腸内細菌用増菌ブイオン (EP/USP/JP/BP対応)

腸内細菌用増菌ブイオン (EP/USP/JP/BP対応) Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel (EP/USP/JP/BP)	CM1115B	500 g	調製可能培地量 : 19.2 L
用途 : 胆汁酸耐性グラム陰性菌試験用培地。EP/USP/JP/BPの試験法に準拠			

Enterobacter sakazakii isolation Agar : Enterobacter sakazakii 寒天培地

Enterobacter sakazakii 寒天培地 Enterobacter sakazakii isolation Agar	CM1134B	500 g	調製可能培地量 : 18.0 L
用途 : Enterobacter sakazakii 分離用培地。ISO/TS 22964:2006 対応			

Eosin Methylene Blue Agar (Levine) : エオシンエチレンブルー (EMB) 寒天培地 (Levine 処方)

エオシンメチレンブルー (EMB) 寒天培地 (Levine 処方) Eosin Methylene Blue Agar (Levine)	CM0069B	500 g	調製可能培地量 : 13.3 L
用途 : 腸内細菌確認用培地			

Fraser Broth : フレーザーブイオン

フレーザー基礎ブイオン Fraser Broth Base	CM0895B	500 g	調製可能培地量 : 8.7 L
	CM0895R	2.5 kg	調製可能培地量 : 43.6 L
	CM0895T	5 kg	調製可能培地量 : 87.1 L
フレーザーサプリメント Fraser Supplement	SR0156E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : リステリア 2 次選択増菌用培地			

Gardnerella vaginalis Selective Medium : ガードネレラ・バギナリス選択培地

コロンビア血液寒天基礎培地 Columbia Blood Agar Base	CM0331B	500 g	調製可能培地量 : 12.8 L
ガードネレラバギナリス選択サプリメント Gardnerella vaginalis Selective Supplement	SR0119E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : Gardnerella vaginalis 選択分離用培地			

Gentamicin Supplement : ゲンタマイシンサプリメント

ゲンタマイシンサプリメント Gentamicin Supplement	SR0185E	10 vials	256 mL/vial
--	---------	----------	-------------

Giolitti-Cantoni Broth : ジオリッティーカントニーブイオン

ジオリッティーカントニー基礎ブイオン Giolitti-Cantoni Broth Base	CM0523B	500 g	調製可能培地量 : 9.2 L
亜テルル酸カリウム Potassium Tellurite 3.5%	SR0030J	10 × 2 mL	
用途 : 黄色ブドウ球菌増菌用培地			
G-N サプリメント G-N Anaerobe Selective Supplement	SR0108B	10 vials	培地 500 mL/vial

Group B Streptococci Medium : B 群連鎖球菌用培地

GBS 寒天基礎培地 GBS Agar Base (Islam)	CM0755B	500 g	調製可能培地量 : 11.1 L
ウマ血清 Horse Serum	SR0035C		
用途 : B 群連鎖球菌選択分離用培地			

Haemophilus Test Medium (HTM) : ヘモフィルス試験培地 (HTM)

HTM 基礎培地 HTM Base	CM0898B	500 g	調製可能培地量 : 11.6 L
HTM サプリメント HTM Supplement (store at -20-0)	SR0158E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : Haemophilus influenzae 感受性試験用培地			

Half Fraser Broth : ハーフフレーザーブイオン

フレーザー基礎ブイオン Fraser Broth Base	CM0895B	500 g	調製可能培地量 : 8.7 L
	CM0895R	2.5 kg	調製可能培地量 : 43.6 L
	CM0895T	5 kg	調製可能培地量 : 87.1 L
ハーフフレーザーサプリメント Half Fraser Supplement	SR0166E	10 vials	培地 225 mL/vial
	SR0166G	10 vials	培地 2.25 L/vial

Half Fraser Broth (without Ferric Ammonium Citrate) : ハーフフレーザーブイオン (クエン酸第 2 鉄アンモニウム不含)

ハーフフレーザーブイオン (クエン酸第 2 鉄アンモニウム不含) Half Fraser Broth (without Ferric Ammonium Citrate)	CM1053B	500 g	調製可能培地量 : 8.7 L
	CM1053R	2.5 kg	調製可能培地量 : 43.6 L
	CM1053G	10 kg	調製可能培地量 : 174.4 L
用途 : リステリア 1 次選択増菌用培地。クエン酸第 2 鉄アンモニウムを除き添加済み			

Heart Infusion Agar : ハートインフュージョン寒天培地

ハートインフュージョン寒天培地 Heart Infusion Agar	R453522	500 g	調製可能培地量 : 12.5 L
--	---------	-------	------------------

Heart Infusion Broth : ハートインフュージョンブイオン

ハートインフュージョンブイオン Heart Infusion Broth	CM1032B	500 g	調製可能培地量 : 13.5 L
用途 : 一般細菌試験用培地			

10 Culture Media and Supplements

Hektoen Enteric Agar : ヘクトンエン腸内細菌寒天培地

ヘクトンエンエテリック寒天培地 Hektoen Enteric Agar	CM0419B	500 g	調製可能培地量 : 6.6 L
用途 : 赤痢、サルモネラなどの選択分離用培地			

Helicobacter pylori Selective Medium : ヘリコバクターピロリ選択培地

コロンビア血液寒天基礎培地 Columbia Blood Agar Base	CM0331B	500 g	調製可能培地量 : 12.8 L
ヘリコバクターピロリ選択サプリメント Helicobacter pylori Selective Supplement (DENT)	SR0147E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : Helicobacter pylori 選択分離用培地			

Hoyle Medium : ホイル培地

ホイル基礎培地 Hoyle Medium Base	CM0083B	500 g	調製可能培地量 : 12.5 L
3.5% 亜テルル酸サプリメント Potassium Tellurite 3.5%	SR0030J	10 × 2 mL	
用途 : ジフテリア選択分離用培地			

Iron Sulphite Agar : 亜硫酸塩鉄寒天培地

亜硫酸塩鉄寒天培地 Iron Sulphite Agar	CM0079B	500 g	調製可能培地量 : 21.7 L
用途 : 好温嫌気性菌検出用培地			

Iso-Sensitest Agar : アイソセンシテスト寒天培地

アイソセンシテスト寒天培地 Iso-Sensitest Agar	CM0471B	500 g	調製可能培地量 : 15.9 L
	CM0471R	2.5 kg	調製可能培地量 : 79.5 L
	CM0471T	5 kg	調製可能培地量 : 159.0 L
用途 : 抗菌剤感受性試験用培地			

Iso-Sensitest Broth : アイソセンシテストブイオン

アイソセンシテストブイオン Iso-Sensitest Broth	CM0473B	500 g	調製可能培地量 : 21.4 L
用途 : 抗菌剤感受性試験用培地			

Kanamycin Aesculin Azide Agar : カナマイシンエスクリンアザイド寒天培地

カナマイシンエスクリンアザイド寒天基礎培地 Kanamycin Aesculin Azide Agar Base	CM0591B	500 g	調製可能培地量 : 11.7 L
カナマイシン硫酸塩サプリメント Kanamycin Sulphate Supplement	SR0092E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : 腸球菌選択分離用培地			

Karmali Selective Medium : カンピロバクター選択寒天培地 (カルマリ処方)

カンピロバクター寒天基礎培地 Campylobacter Agar Base (Karmari)	CM0935B	500 g	調製可能培地量 : 11.6 L
カンピロバクター選択サプリメント (カルマリ処方) Campylobacter Selective Supplement (Karmari)	* SR0167E	10 vials	培地 500 mL/vial
改良型カルマリ選択サプリメント Modified Karmari Selective Supplement	* SR0205E	10 vials	培地 500 mL/vial
用途 : カンピロバクター選択分離用培地。*どちらかを選択してご使用下さい。			

K-F Streptococcus Agar : K-F ストレプトコッカス寒天培地

K-F ストレプトコッカス寒天基礎培地 K-F Streptococcus Agar Base	CM0701B	500 g	調製可能培地量 : 6.5 L
TTC サプリメント (1%) TTC Solution (1%)	* SR0229K	10 × 5 mL	培地 500 mL/vial
TTC サプリメント (5%) TTC Solution (5%)	* SR0211C	100 mL	
用途 : 連鎖球菌選択分離用培地。*どちらかを選択してご使用下さい。			

Kligler Iron Agar : クリグラー鉄寒天培地

クリグラー鉄寒天培地 Kligler Iron Agar	CM0033B	500 g	調製可能培地量 : 9.1 L
用途 : 確認用培地			

Lab-Lemco Agar : ラブレムコ寒天培地

ラブレムコ寒天培地 Lab-Lemco Agar	CM0017B	500 g	調製可能培地量 : 21.7 L
用途 : 一般細菌試験用培地			

Lab-Lemco Broth : ラブレムコブイオン

ラブレムコブイオン Lab-Lemco Broth	CM0015B	500 g	調製可能培地量 : 62.5 L
用途 : 一般細菌試験用培地			

Lactic Acid 10% : 10% 乳酸

10% 乳酸 Lactic Acid 10%	SR0021H	10 × 1 mL	
	SR0021K	10 × 5 mL	

Lactose Broth : 乳糖ブイオン

乳糖ブイオン Lactose Broth	CM0137B	500 g	調製可能培地量 : 38.5 L
用途 : 大腸菌 / 大腸菌群試験用培地			

Lauryl Tryptose Broth (Lauryl Sulphate Broth) : ラウリル硫酸ナトリウムブイオン

ラウリル硫酸ナトリウムブイオン Lauryl Tryptose Broth (Lauryl Sulphate Broth)	CM0451B	500 g	調製可能培地量 : 14.0 L
	CM0451R	2.5 g	調製可能培地量 : 70.0 L

用途 : 大腸菌群検出用培地

Lauryl Tryptose Broth with MUG : ラウリル硫酸ナトリウムブイオン (MUG含有)

ラウリル硫酸ナトリウムブイオン (MUG含有) Lauryl Tryptose Broth with MUG	CM0980A	100 g	調製可能培地量 : 2.8 L
	CM0980B	500 g	調製可能培地量 : 14.0 L

用途 : 大腸菌検出用培地

Lauryl Tryptose Broth (Modified) with MUG : 改良型ラウリル硫酸ナトリウムブイオン (MUG含有)

改良型ラウリル硫酸ナトリウムブイオン (MUG含有) Lauryl Tryptose Broth (Modified) with MUG	CM0967B	500 g	調製可能培地量 : 13.6 L
---	---------	-------	------------------

用途 : 大腸菌群検出用培地

Legionella BCYE Agar : レジオネラ BCYE 寒天培地

レジオネラ CYE 寒天基礎培地 Legionella CYE Agar Base	CM0655B	500 g	調製可能培地量 : 20.0 L
レジオネラ BCYE 発育サプリメント Legionella BCYE Growth Supplement	SR0110A	10 vials	培地 100 mL/vial
	SR0110C	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : レジオネラ選択分離用培地

Legionella BCYE Agar without L-Cysteine : レジオネラ BCYE 寒天培地 (L-システイン不含)

レジオネラ CYE 寒天基礎培地 Legionella CYE Agar Base	CM0655B	500 g	調製可能培地量 : 20.0 L
レジオネラ BCYE 発育サプリメント (Lシステイン不含) Legionella BCYE Growth Supplement without L-cysteine	SR0175A	10 vials	培地 100 mL/vial

用途 : レジオネラ確認用培地。BCYE 培地と組み合わせで使用下さい。

Legionella BMPA- α Selective Medium : レジオネラ BMPA- α 選択寒天培地

レジオネラ CYE 寒天基礎培地 Legionella CYE Agar Base	CM0655B	500 g	調製可能培地量 : 20.0 L
レジオネラ BMPA- α 選択サプリメント Legionella BMPA- α Growth Selective Supplement	SR0111E	10 vials	培地 100 mL/vial
	SR0111B	10 vials	培地 500 mL/vial
レジオネラ BCYE 発育サプリメント Legionella BCYE Growth Supplement	SR0110A	10 vials	培地 100 mL/vial
	SR0110C	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : レジオネラ選択分離用培地

Legionella GVPC Selective Medium : レジオネラ GVPC 選択寒天培地

レジオネラ CYE 寒天基礎培地 Legionella CYE Agar Base	CM0655B	500 g	調製可能培地量 : 20.0 L
レジオネラ GVPC 選択サプリメント Legionella GVPC Selective Supplement	SR0152E	10 vials	培地 500 mL/vial
レジオネラ BCYE 発育サプリメント Legionella BCYE Growth Supplement	SR0110A	10 vials	培地 100 mL/vial
	SR0110C	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : レジオネラ選択分離用培地

Legionella GVPN Selective Medium : レジオネラ GVPN 選択寒天培地

レジオネラ CYE 寒天基礎培地 Legionella CYE Agar Base	CM0655B	500 g	調製可能培地量 : 20.0 L
レジオネラ GVPN 選択サプリメント Legionella GVPN Selective Supplement	SR0215E	10 vials	培地 500 mL/vial
レジオネラ BCYE 発育サプリメント Legionella BCYE Growth Supplement	SR0110A	10 vials	培地 100 mL/vial
	SR0110C	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : レジオネラ選択分離用培地

Legionella MWY Selective Medium : レジオネラ MWY 選択寒天培地

レジオネラ CYE 寒天基礎培地 Legionella CYE Agar Base	CM0655B	500 g	調製可能培地量 : 20.0 L
レジオネラ MWY 選択サプリメント Legionella MWY Selective Supplement	SR0118E	10 vials	培地 100 mL/vial
	SR0118B	10 vials	培地 500 mL/vial
レジオネラ BCYE 発育サプリメント Legionella BCYE Supplement	SR0110A	10 vials	培地 100 mL/vial
	SR0110C	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : レジオネラ選択分離用培地

Liquid Yeast Autolysate : 酵母自己融解液

酵母自己融解液 Liquid Yeast Autolysate	SR0182H	10 vials	培地 2.0 L/vial
------------------------------------	---------	----------	---------------

用途 : 培地の N 源、ビタミン源として

12 Culture Media and Supplements

Listeria Precip Method : リステリア・プレシメソッド

ONE Broth-Listeria : ワンブロス・リステリア

ワンブロス・リステリア基礎ブイオン ONE Broth-Listeria Base	CM1066B	500 g	調製可能培地量 : 11.4 L
	CM1066R	2.5 kg	調製可能培地量 : 57.0 L
ワンブロス・リステリアサプリメント ONE Broth-Listeria Selective Supplement	CM1066T	5 kg	調製可能培地量 : 114.0 L
	SR0234E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0234B	10 vials	培地 2.25 L/vial
	SR0234H	10 vials	培地 2.0 L/vial

用途 : リステリア選択増菌用培地

Brilliance Listeria Agar : ブリリアンス リステリア寒天培地

ブリリアンス リステリア寒天培地ベース Brilliance Listeria Agar Base	CM1080B	500 g	調製可能培地量 : 7.4 L
	CM1080T	5 kg	調製可能培地量 : 74.0 L
ブリリアンス リステリア選択サプリメント Brilliance Listeria Selective Supplement	SR0227E	10 vials	培地 500 mL/vial
ブリリアンス リステリアサプリメント Brilliance Listeria Differential Supplement	SR0228E	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : リステリア選択分離用酵素基質培地

Listeria Selective Agar (Oxford Formulation) : リステリア選択寒天培地 (オックスフォード処方)

リステリア選択寒天基礎培地 (オックスフォード処方) Listeria Selective Agar Base (Oxford Formulation)	CM0856B	500 g	調製可能培地量 : 9.0 L
	CM0856R	2.5 kg	調製可能培地量 : 45.0 L
リステリア選択サプリメント Listeria Selective Supplement	* SR0140E	10 vials	培地 500 mL/vial
	* SR0140B	10 vials	培地 2.5 L/vial
改良型リステリア選択サプリメント (オックスフォード処方) Modified Listeria Selective Supplement (Oxford)	* SR0206E	10 vials	培地 500 mL/vial
	* SR0206B	10 vials	培地 2.5 L/vial

用途 : リステリア選択分離用培地。*どれかを選択してご使用下さい。

Listeria Selective Enrichment Medium : リステリア選択増菌培地

リステリア増菌基礎ブイオン Listeria Enrichment Broth Base	CM0862B	500 g	調製可能培地量 : 13.9 L
リステリア選択増菌サプリメント Listeria Selective Enrichment Supplement	* SR0141E	10 vials	培地 500 mL/vial
改良型リステリア選択増菌サプリメント Modified Listeria Selective Enrichment Supplement	* SR0213E	10 vials	培地 500 mL/vial
シクロヘキシミド加リステリア選択増菌サプリメント入り (アクリフラビン 10 mg 含有) Listeria Selective Enrichment Supplement (Modified) includes cycloheximide; Modified with 10 mg/litre acriflavine	* SR0149A	10 vials	培地 2.25 L/vial

用途 : リステリア選択増菌用培地。*どれかを選択してご使用下さい。

Listeria Selective Enrichment Media (UVM Formulations) : リステリア選択増菌培地 (UVM 処方)

リステリア増菌基礎ブイオン Listeria Enrichment Broth Base (UVM formulation)	CM0863B	500 g	調製可能培地量 : 9.2 L
リステリアUVM I サプリメント Listeria Primary Selective Enrichment Supplement (UVM I)	* SR0142E	10 vials	培地 500 mL/vial
	* SR0142B	10 vials	培地 2.25 L/vial
リステリアUVM II サプリメント Listeria Secondary Selective Enrichment Supplement (UVM II)	* SR0143E	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : リステリア選択増菌用培地。*どちらかを選択してご使用下さい。

Liver Broth : 肝ブイオン

肝ブイオン Liver Broth	CM0077B	500 g	調製可能培地量 : 7.8 L
----------------------	---------	-------	-----------------

用途 : 糖分解性試験、腐敗性の中温・好温性嫌気性菌の検出用培地

Lysine Decarboxylase Broth Tablets (Taylor modification) : リジン脱炭酸ブイオン (錠剤)

リジン脱炭酸ブイオン (錠剤) Lysine Decarboxylase Broth Tablets (Taylor modification)	CM0308S	100 tabs	調製可能培地量 : 0.5 L
---	---------	----------	-----------------

用途 : 鑑別用培地

Lysine Iron Agar : リジン鉄寒天培地

リジン鉄寒天培地 Lysine Iron Agar	CM0381B	500 g	調製可能培地量 : 14.7 L
------------------------------	---------	-------	------------------

用途 : 鑑別用培地

Lysine Medium : リジン培地

リジン基礎培地 Lysine Medium Base	CM0191B	500 g	調製可能培地量 : 7.6 L
乳酸カリウム Potassium Lactate	SR0037H	10 × 1 mL	
乳酸 Lactic Acid 10%	SR0021H	10 × 1 mL	
	SR0021K	10 × 5 mL	

用途 : 酵母分離・計数用培地

M17 Agar : M17 寒天培地

M17 寒天培地 M17 Agar	CM0785B	500 g	調製可能培地量 : 10.4 L
----------------------	---------	-------	------------------

用途 : 乳酸球菌など (*Streptococci* and *Streptococcus thermophilus*) 検出用培地

M17 Broth : M17 ブイオン

M17 ブイオン M17 Broth	CM0817B	500 g	調製可能培地量 : 13.4 L
-----------------------	---------	-------	------------------

用途 : 乳酸球菌など (*Streptococci* and *Streptococcus thermophilus*) 検出用培地

MacConkey Agar : マッコンキー寒天培地

マッコンキー寒天培地 MacConkey Agar	CM0007B	500 g	調製可能培地量 : 9.6 L
	CM0007R	2.5 kg	調製可能培地量 : 48.0 L

用途 : 大腸菌など腸内細菌分離用培地

MacConkey Agar (EP/USP/JP/BP) : マッコンキー寒天培地 (EP/USP/JP/BP 対応)

マッコンキー寒天培地 (EP/USP/JP/BP 対応) MacConkey Agar (EP/USP/JP/BP)	R453802	500 g	調製可能培地量 : 10.0 L
---	---------	-------	------------------

用途 : グラム陰性桿菌 (Gram-negative bacilli) 選択分離用培地。EP/USP/JP/BPの試験法に準拠

MacConkey Agar (without salt) : マッコンキー寒天培地 (食塩無添加)

マッコンキー寒天培地 (食塩無添加) MacConkey Agar (without salt)	CM0507B	500 g	調製可能培地量 : 10.6 L
	CM0507R	2.5 kg	調製可能培地量 : 53.2 L

用途 : プロテウスなどの分離用培地

MacConkey Agar No.2 : マッコンキー寒天培地 No.2

マッコンキー寒天培地 No.2 MacConkey Agar No.2	CM0109B	500 g	調製可能培地量 : 9.7 L
--	---------	-------	-----------------

用途 : 腸球菌など分離用培地

MacConkey Agar No.3 : マッコンキー寒天培地 No.3

マッコンキー寒天培地 No.3 MacConkey Agar No.3	CM0115B	500 g	調製可能培地量 : 9.7 L
	CM0115T	5 kg	調製可能培地量 : 97.0 L

用途 : 乳酸発酵菌などの分離用培地

MacConkey Broth : マッコンキーブイオン

マッコンキーブイオン MacConkey Broth	CM0005B	500 g	調製可能培地量 : 12.5 L
-------------------------------	---------	-------	------------------

用途 : 腸内細菌の増菌用培地

MacConkey Broth (EP/USP/JP/BP) : マッコンキーブイオン (EP/USP/JP/BP 対応)

マッコンキーブイオン (EP/USP/JP/BP 対応) MacConkey Broth (EP/USP/JP/BP)	R453822	500 g	調製可能培地量 : 14.2 L
--	---------	-------	------------------

用途 : 腸内細菌の増菌用培地。EP/USP/JP/BPの試験法に準拠

MacConkey Broth Purple (US Formulation) : マッコンキーパープルブイオン (US 処方)

マッコンキーパープルブイオン (US 処方) MacConkey Broth Purple (US Formulation)	CM0505B	500 g	調製可能培地量 : 12.5 L
---	---------	-------	------------------

用途 : 腸内細菌分離用培地

Malt Extract Agar : 麦芽エキス寒天培地

麦芽エキス寒天培地 Malt Extract Agar	CM0059B	500 g	調製可能培地量 : 10.0 L
--------------------------------	---------	-------	------------------

用途 : 酵母 / 糸状菌分離・計数用培地

Malt Extract Broth : 麦芽エキスブイオン

麦芽エキスブイオン Malt Extract Broth	CM0057B	500 g	調製可能培地量 : 25.0 L
---------------------------------	---------	-------	------------------

用途 : 酵母 / 糸状菌分離・計数用培地

Mannitol Salt Agar (Chapman Medium) : マンニット食塩寒天培地

マンニット食塩寒天培地 Mannitol Salt Agar (Chapman Medium)	CM0085B	500 g	調製可能培地量 : 4.5 L
	CM0085T	5 kg	調製可能培地量 : 45.0 L

用途 : 黄色ブドウ球菌分離用培地

Mannitol Salt Agar (EP/USP/JP/BP) : マンニット食塩寒天培地 (EP/USP/JP/BP 対応)

マンニット食塩寒天培地 (EP/USP/JP/BP 対応) Mannitol Salt Agar (EP/USP/JP/BP 対応)	R453902	500 g	調製可能培地量 : 4.5 L
---	---------	-------	-----------------

用途 : 黄色ブドウ球菌分離用培地。EP/USP/JP/BPの試験法に準拠

Mannitol Selenite Broth : マンニットセレナイトブイオン

マンニットセレナイト基礎ブイオン Mannitol Selenite Broth Base	CM0399B	500 g	調製可能培地量 : 26.3 L
亜セレン酸水素ナトリウム Sodium Biselenite	LP0121A	100 g	培地 25.0 L/vial

用途 : サルモネラ選択増菌用培地

Maximum Recovery Diluent (MRD) : マキシマムリカバリー希釈液

マキシマムリカバリー希釈液 Maximum Recovery Diluent (MRD)	CM0733B	500 g	調製可能培地量 : 52.6 L
	CM0733R	2.5 kg	調製可能培地量 : 263.0 L
	CM0733T	5 kg	調製可能培地量 : 526.0 L

用途 : 試料希釈用等張液

Membrane Clostridium perfringens Medium (m-CP) : メンブランクロストリジウムパーフリンジェンス培地

メンブランクロストリジウムパーフリンジェンス寒天基礎培地 Membrane Clostridium perfringens (m-CP) Agar Base	CM0992B	500 g	調製可能培地量 : 7.0 L
メンブランクロストリジウムパーフリンジェンスサプリメント Membrane Clostridium perfringens (m-CP) Selective Supplement	SR0188E	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : ウエルシュ菌分離用酵素基質培地

Membrane Endo Agar LES : メンブランエンドウ寒天培地 LES (APHA 対応)

メンブランエンドウ寒天培地 LES Membrane Endo Agar LES	MM0551B	500 g	調製可能培地量 : 11.1 L
塩基性フクシン指示薬 Basic Fuchsin indicator	BR0050A	10 g	

用途 : 大腸菌群検出用培地

14 Culture Media and Supplements

Membrane Lactose Glucuronide Agar (MLGA) : メンブラン乳糖グルクロニド寒天培地

メンブラン乳糖グルクロニド寒天培地 Membrane Lactose Glucuronide Agar (MLGA)	CM1031A	100 g	調製可能培地 : 1.1 L
	CM1031B	500 g	調製可能培地 : 5.7 L

用途 : *E. coli* (大腸菌)、大腸菌群鑑別用選択培地

Membrane Lauryl Sulphate Broth : メンブランラウリル硫酸塩ブイオン

メンブランラウリル硫酸塩ブイオン Membrane Lauryl Sulphate Broth	MM0615B	500 g	調製可能培地量 : 6.6 L
--	---------	-------	-----------------

Meropenem Supplement : メロペネムサプリメント

メロペネムサプリメント Meropenem Supplement	SR0184E	10 vials	1 mg/vial
-------------------------------------	---------	----------	-----------

Milk Agar : ミルク寒天培地

ミルク寒天培地 Milk Agar	CM0021B	500 g	調製可能培地量 : 20.8 L
	CM0021R	2.5 kg	調製可能培地量 : 104.0 L

用途 : 乳製品の菌数検査用培地

Milk Plate Count Agar : ミルクプレートカウント寒天培地

ミルクプレートカウント寒天培地 Milk Plate Count Agar	CM0681B	500 g	調製可能培地量 : 25.6 L
	CM0681R	2.5 kg	調製可能培地量 : 128.0 L

用途 : 乳製品の菌数検査用培地

Minerals Modified Glutamate Medium : ミネラル改良グルタミン酸培地

ミネラル改良グルタミン酸基礎培地 (グルタミン酸NA含有) Minerals Modified Glutamate Medium Base plus Sodium Glutamate	CM0607G	500 g plus 300 g	調製可能培地量 : 22.0 L
--	---------	---------------------	------------------

用途 : 大腸菌群試験用培地

MLCB Agar : MLCB寒天培地

MLCB寒天培地 MLCB Agar	CM0783B	500 g	調製可能培地量 : 10.2 L
-----------------------	---------	-------	------------------

用途 : サルモネラ選択分離用培地

Modified Lauryl Sulphate Tryptose Vancomycin Broth : 改良型ラウリル硫酸バンコマイシンブイオン (ISO 処方)

改良型ラウリル硫酸ナトリウム基礎ブイオン Modified Lauryl Sulphate Tryptose Broth Base (mLST)	CM1133B	500 g	調製可能培地量 : 7.74 L
バンコマイシンサプリメント Vancomycin Supplement (5 mg)	SR0247E	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : *Cronobacter sakazakii* 選択分離用寒天培地。ISO/TS 22964:2006 準拠

Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV) Medium : 改良型半流動ラバポートバシリアディス培地

MSRV 基礎培地 MSRV Medium Base	CM0910B	500 g	調製可能培地量 : 15.8 L
ノビオシンサプリメント Novobiocin Supplement	SR0161E	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : サルモネラ選択増菌用培地

Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV) Medium (ISO) : 改良型半流動ラバポートバシリアディス培地 (ISO 処方)

MSRV 基礎培地 (ISO 処方) MSRV (ISO) Medium Base	CM1112B	500 g	調製可能培地量 : 15.8 L
ノビオシンサプリメント Novobiocin Supplement	SR0161E	10 vials	培地 500 mL/vial

用途 : サルモネラ選択増菌用培地

MRS Agar (De Man,Rogosa,Sharpe) : MRS寒天培地

MRS寒天培地 MRS Agar (De Man,Rogosa,Sharpe)	CM0361B	500 g	調製可能培地量 : 8.1 L
--	---------	-------	-----------------

用途 : 乳酸菌検出用培地

MRS Broth : MRS ブイオン

MRS ブイオン MRS Broth	CM0359B	500 g	調製可能培地量 : 9.6 L
-----------------------	---------	-------	-----------------

用途 : 乳酸菌検出用培地

MRVP Medium (Clarks and Lubs Medium) : MRVP培地

MRVP 培地 MRVP Medium (Clarks and Lubs Medium)	CM0043B	500 g	調製可能培地量 : 29.4 L
---	---------	-------	------------------

用途 : 鑑別用培地

Mueller-Hinton Agar : ミューラーヒントン寒天培地

ミューラーヒントン寒天培地 Mueller-Hinton Agar	CM0337B	500 g	調製可能培地量 : 13.2 L
	CM0337R	2.5 kg	調製可能培地量 : 66.0 L
	CM0337T	5 kg	調製可能培地量 : 132.0 L

用途 : 薬剤感受性試験用培地

Mueller-Hinton Broth : ミューラーヒントンブイオン

ミューラーヒントンブイオン Mueller-Hinton Broth	CM0405B	500 g	調製可能培地 : 23.8 L
---------------------------------------	---------	-------	-----------------

用途 : 薬剤感受性試験用培地

Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth Base : ミュラーカウフマンテトラチオネート基礎ブイオン

ミュラーカウフマンテトラチオネート基礎ブイオン Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth Base	CM0343B	500 g	調製可能培地量 : 6.1 L
	CM0343R	2.5 kg	調製可能培地量 : 30.5 L

用途 : サルモネラ選択増菌用培地

Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTn) : ノボビオシン加ミューラーカウフマンテトラチオネートブイオン (ISO6579 処方)

MKTTn ブイオンベース MKTTn Broth Base	CM1048B	500 g	調製可能培地量 : 5.8 L
ノボビオシンサプリメント Novobiocin Supplement	SR0181E	10 vials	培地 250 mL/vial

用途 : サルモネラ選択増菌用培地、ISO 6579:2002 準拠

MUG Supplement : MUG サプリメント

MUG サプリメント MUG Supplement	BR0071E	10 vials	50 mg/vial
------------------------------	---------	----------	------------

用途 : 大腸菌検出用添加試薬

Mycoplasma Agar : マイコプラズマ寒天培地

マイコプラズマ寒天基礎培地 Mycoplasma Agar Base	CM0401B	500 g	調製可能培地量 : 14.1 L
マイコプラズマ G サプリメント Mycoplasma Supplement G	SR0059C	10 vials	培地 80 mL/vial

用途 : マイコプラズマ選択分離用培地

Mycoplasma Broth : マイコプラズマブイオン

マイコプラズマ基礎ブイオン Mycoplasma Broth Base	CM0403C	500 g	調製可能培地量 : 19.6 L
マイコプラズマ G サプリメント Mycoplasma Supplement G	SR0059C	10 vials	培地 80 mL/vial

用途 : マイコプラズマ選択増菌用培地

Mycoplasma pneumoniae Bi-phasic medium : マイコプラズマニューモニエ培地

マイコプラズマ寒天基礎培地 Mycoplasma Agar Base	CM0401B	500 g	調製可能培地量 : 14.1 L
マイコプラズマ P サプリメント Mycoplasma Supplement P	SR0060C	10 vials	10 overlays each

用途 : マイコプラズマ選択分離用培地

MYP Agar : MYP 寒天培地

MYP 寒天基礎培地 MYP Agar Base	CM0929B	500 g	調製可能培地量 : 11.6 L
ポリマイシン B サプリメント Polymyxin B Supplement	SR0099E	10 vials	培地 500 mL/vial
卵黄乳液 Egg Yolk Emulsion	SR0047C	100 mL	

用途 : パチルスセラウス検出用寒天培地

Neomycin Supplement : ネオマイシンサプリメント

ネオマイシンサプリメント Neomycin Supplement	SR0163H	10 vials	150 mg/vial
-------------------------------------	---------	----------	-------------

New York City Media : ニューヨークシティ培地

GC 寒天基礎培地 GC Agar Base	CM0367B	500 g	調製可能培地量 : 13.9 L
酵母自己融解サプリメント Yeast Autolysate Supplement	SR0105B	10 vials	培地 500 mL/vial
酵母自己融解液 Liquid Yeast Autolysate	SR0182H	10 vials	培地 2.0 L/vial
ウマ血液 Laked Horse Blood	SR0048C	100 mL	
LCAT サプリメント LCAT Selective Supplement	SR0095B	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0095H	10 vials	培地 2.0 L/vial
VCAT サプリメント VCAT Selective Supplement	SR0104B	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0104H	10 vials	培地 2.0 L/vial

用途 : 淋菌 (Neisseria gonorrhoeae) 選択分離用培地

Nitrocefin : ニトロセフィンサプリメント

ニトロセフィンサプリメント Nitrocefin with Rehydration Fluid	SR0112C	2 × 5 vials	1 mg/vial pair
--	---------	-------------	----------------

用途 : βラクタマーゼ活性測定用試薬

Novobiocin Supplement : ノボビオシンサプリメント

ノボビオシンサプリメント Novobiocin Supplement	SR0181E	10 vials	10 mg/vial
---------------------------------------	---------	----------	------------

用途 : サルモネラ、大腸菌 O157 などの選択分離用培地の選択性向上サプリメント

N-S Anaerobe Selective Supplement : 無芽胞嫌気性菌サプリメント

N-S 無芽胞嫌気性菌サプリメント N-S Anaerobe Selective Supplement	SR0107B	10 vials	培地 500 mL/vial
--	---------	----------	----------------

用途 : 無芽胞嫌気性菌などの選択分離用培地の選択性向上サプリメント

Nutrient Agar : ニュートリエント寒天培地

ニュートリエント寒天培地 Nutrient Agar	CM0003B	500 g	調製可能培地量 : 17.9 L
-------------------------------	---------	-------	------------------

用途 : 一般細菌発育用培地

Nutrient Agar Tablets : ニュートリエント寒天培地 (錠剤)

ニュートリエント寒天培地 (錠剤) Nutrient Agar Tablets	CM0004C	100 tabs	調製可能培地量 : 500 mL
	CM0004D	500 tabs	調製可能培地量 : 2.5 L

用途 : 一般細菌発育用培地

16 Culture Media and Supplements

Nutrient Broth : ニュートリエントブイオン

ニュートリエントブイオン Nutrient Broth	CM0001B	500 g	調製可能培地量 : 38.5 L
用途 : 一般細菌発育用培地			

Nutrient Broth No.2 : ニュートリエントブイオンNo.2

ニュートリエントブイオンNo.2 Nutrient Broth No.2	CM0067B	500 g	調製可能培地量 : 20.0 L
用途 : 一般細菌発育用培地			

Nutrient Gelatin : ニュートリエントゼラチン

ニュートリエントゼラチン Nutrient Gelatin	CM0635B	500 g	調製可能培地量 : 3.9 L
用途 : 一般細菌発育用培地、たんぱく質分解試験用培地			

OGYE Selective Supplement : OGYE サプリメント

OGYE 選択サプリメント OGYE Selective Supplement	SR0073A	10 vials	培地 500 mL/vial
--	---------	----------	----------------

One Broth-Listeria : ワンブロス-リステリア

ワンブロス-リステリア基礎ブイオン One broth-listeria base	CM1066B	500 g	調製可能培地量 : 11.4 L
	CM1066R	2.5 kg	調製可能培地量 : 57.0 L
	CM1066T	5 kg	調製可能培地量 : 114.0 L
ワンブロス-リステリアブイオンサプリメント One broth-listeria Selective Supplement	SR0234E	10 vials	培地 500 mL/vial
	SR0234H	10 vials	培地 2.0 L/vial
	SR0234B	10 vials	培地 2.25 L/vial
用途 : リステリア選択増菌用培地			

One Broth-Salmonella : ワンブロス-サルモネラ

ワンブロス-サルモネラ基礎培地 ONE Broth-Salmonella Base	CM1091B	500 g	調製可能培地量 : 20.0 L
ワンブロス-サルモネラ選択サプリメント ONE Broth-Salmonella Selective Supplement	SR0242E	10 vials	培地 225 mL/vials
	SR0242B	10 vials	培地 2.25 L/vials
用途 : サルモネラ選択増菌用培地			

OPSP Agar : ウェルシュ菌用寒天培地 (OPSP)

ウェルシュ菌用寒天基礎培地 Perfringens Agar Base (OPSP)	CM0543B	500 g	調製可能培地量 : 11.0 L
	CM0543R	2.5 kg	調製可能培地量 : 55.0 L
ウェルシュ菌用寒天培地用サプリメントA Perfringens (OPSP) Supplement A	SR0076E	10 vials	培地 500 mL/vials
ウェルシュ菌用寒天培地用サプリメントB Perfringens (OPSP) Supplement B	SR0077E	10 vials	培地 500 mL/vials
用途 : ウェルシュ菌検出用培地			
オレンジセラム寒天培地 Orange Serum Agar	CM0657B	500 g	調製可能培地量 : 13.5 L
用途 : 柑橘類製品中生存可能菌検出用培地			

Salmonella Chromogenic Agar (OSCM) : サルモネラ酵素基質寒天培地 (OSCM)

サルモネラ酵素基質寒天基礎培地 Salmonella Chromogenic Agar Base	CM1007B	500 g	調製可能培地量 : 10.0 L
サルモネラ選択サプリメント Salmonella Selective Supplement	SR0194E	10 vials	培地 500 mL/vials
用途 : サルモネラ選択分離用酵素基質培地			

Oxacillin Resistance Screening Agar (ORSA) : オキサシリン耐性スクリーニング寒天培地 (ORSA)

オキサシリン耐性スクリーニング寒天基礎培地 Oxacillin Resistance Screening Agar Base	CM1008B	500 g	調製可能培地量 : 4.8 L
オキサシリン選択サプリメント ORSA Selective Supplement	SR0195E	10 vials	培地 500 mL/vials
用途 : MRSA 検出用培地			

Oxitetracycline Glucose Yeast Extract Selective Medium (OGYE) : オキシテトラサイクリングルコース酵母エキス選択寒天培地

オキシテトラサイクリングルコース酵母エキス (OGYE) 寒天基礎培地 Oxiteracycline Glucose Yeast Extract Agar (OGYE) Base	CM0545B	500 g	調製可能培地量 : 13.5 L
	CM0545R	2.5 kg	調製可能培地量 : 67.5 L
OGYE サプリメント OGYE Selective Supplement	SR0073A	10 vials	培地 500 mL/vials
用途 : 糸状菌 / 酵母試験用培地			

PALCAM Agar : パルカム寒天培地

パルカム寒天基礎培地 PARCAM Agar Base	CM0877B	500 g	調製可能培地量 : 7.2 L
	CM0877R	2.5 kg	調製可能培地量 : 36.0 L
パルカムサプリメント PALCAM Selective Supplement	SR0150E	10 vials	培地 500 mL/vials
	SR0150B	10 vials	培地 2.5 L/vials
用途 : リステリア選択分離用培地			

ペプトン水 (アンドレード指示薬入) Peptone Water (Andrade)	CM0061B	500 g	調製可能培地量 : 33.3 L
---	---------	-------	------------------

ペプトン水 Peptone Water	CM0009B	500 g	調製可能培地量 : 33.3 L
------------------------	---------	-------	------------------

プレートカウント寒天培地 Plate Count Agar	CM0325B	500 g	調製可能培地量：28.6 L
	CM0325R	2.5 kg	調製可能培地量：143.0 L
用途：一般生菌数算定用培地			
ポリミキシンBサプリメント Polymyxin B Supplement	SR0099E	10 vials	50,000 IU/vials

Post-Pasteurisation Contamination Test (PPCT) Agar：低温殺菌後汚染試験用寒天培地

ミルク寒天培地 Milk Agar	CM0021B	500 g	調製可能培地量：20.8 L
PPCT選択サプリメント Post-Pasteurisation Contamination Test (PPCT) Selective Supplement	SR0159E	10 vials	200 mL/vials
用途：低温殺菌後の汚染試験用			
ポテトブドウ糖寒天培地 Potato Dextrose Agar	CM0139B	500 g	調製可能培地量：12.8 L
用途：真菌 / 酵母試験用培地			

Preston Selective Agar：プレストン選択寒天培地

カンピロバクター寒天基礎培地 Campylobacter Agar Base	CM0689B	500 g	調製可能培地量：13.5 L
プレストンカンピロバクター選択サプリメント Preston Campylobacter Selective Supplement	※ SR0117E	10 vials	500 mL/vials
改良型プレストンカンピロバクター選択サプリメント (アンフォテリシンB) Modified Preston Campylobacter Selective Supplement	※ SR0240E	10 vials	500 mL/vials
カンピロバクター発育サプリメント Campylobacter Growth Supplement	SR0232E	10 vials	500 mL/vials
用途：カンピロバクター選択分離用培地。※どちらかを選択してご使用下さい。			

Preston Selective Broth：プレストン選択ブイオン

ニュートリエント プロスNo.2 Nutrient Broth No.2	CM0067B	500 g	調製可能培地量：20.0 L
プレストンカンピロバクター選択サプリメント Preston Campylobacter Selective Supplement	※ SR0117E	10 vials	調製可能培地量：500 mL
改良型プレストンカンピロバクター選択サプリメント (アンフォテリシンB) Modified Preston Campylobacter Selective Supplement	※ SR0204E	10 vials	500 mL/vials
カンピロバクター発育サプリメント Campylobacter Growth Supplement	SR0232E	10 vials	500 mL/vials
用途：プレストン選択増菌用培地。※どちらかを選択してご使用下さい。			

Pseudomonas CFC Agar：シュードモナスCFC寒天培地

シュードモナス寒天基礎培地 Pseudomonas Agar Base	CM0559B	500 g	調製可能培地量：10.3 L
	CM0559R	2.5 kg	調製可能培地量：51.5 L
シュードモナスCFCサプリメント Pseudomonas CFC Supplement	SR0103E	10 vials	500 mL/vials
用途：緑膿菌選択分離用培地			

Pseudomonas CN Agar：シュードモナスCN寒天培地

シュードモナス (緑膿菌) CN寒天基礎培地 Pseudomonas CN Agar Base	CM0559B	500 g	調製可能培地量：10.3 L
	CM0559R	2.5 kg	調製可能培地量：51.5 L
シュードモナス (緑膿菌) CNサプリメント Pseudomonas CN Supplement	SR0102E	10 vials	500 mL/vials
シュードモナスセトリミド寒天基礎培地 Pseudomonas Cetrimide Agar Base	CM0579B	500 g	調製可能培地量：11.0 L
用途：緑膿菌選択分離用培地			

R2A寒天培地 R2A Agar	CM0906B	500 g	調製可能培地量：27.6 L
用途：水中の従属栄養細菌試験用培地			

Raka-Ray Medium：ラカ・レイ寒天培地

ラカ・レイ寒天基礎培地 Raka-Ray Agar Base	CM0777B	500 g	調製可能培地量：6.5 L
用途：乳酸菌試験用培地			

ラバポート - バシリアディス増菌ブイオン Rappaport-Vassiliadis (RV) Enrichment Broth	CM0669B	500 g	調製可能培地量：16.7 L
用途：サルモネラ選択増菌用培地			

ラバポート - バシリアディスソヤ (RVS) ペプトンブイオン Rappaport-Vassiliadis Soya (RVS) Peptone Broth	CM0866B	500 g	調製可能培地量：18.7 L
用途：サルモネラ選択増菌用培地			

強化クロストリジウム寒天培地 Reinforced Clostridial Agar	CM0151B	500 g	調製可能培地量：9.5 L
用途：クロストリジウム試験用寒天培地			

強化クロストリジウム寒天培地 MLT (EP/USP/JP/BP) Reinforced Clostridial Medium MLT (EP/USP/JP/BP)	R445402	500 g	調製可能培地量：13.1 L
用途：クロストリジウム試験用寒天培地。EP/USP/JP/BPの試験法に準拠			

強化クロストリジウム培地 (RCM) Reinforced Clostridial Medium (RCM)	CM0149B	500 g	調製可能培地量：13.2 L
用途：クロストリジウム培養用半流動培地			

ロゴサ寒天培地 Rogosa Agar	CM0627B	500 g	調製可能培地量：6.1 L
用途：乳酸菌分離用培地			

18 Culture Media and Supplements

Rose-Bengal Chloramphenicol Selective Medium : ローズ - ベンガルクロラムフェニコール選択培地

ローズ-ベンガルクロラムフェニコール寒天基礎培地 Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base	CM0549B	500 g	調製可能培地 : 15.6 L
	CM0549R	2.5 kg	調製可能培地 : 78.0 L
クロラムフェニコール サプリメント Chloramphenicol Supplement	SR0078E	10 vials	500 mL/vial
	SR0078H	10 vials	2.0 L/vial
用途 : 糸状菌試験用培地、食品検体			
RVS 増菌ブロス MLT (EP/USP/JP/BP) RVS Enrichment Broth MLT (EP/USP/JP/BP)	R455432	500 g	調製可能培地 : 18.4 L
用途 : サルモネラ選択増菌用培地。EP/USP/JP/BPの試験法に準拠			
サブローブドウ糖寒天培地 Sabouraud Dextrose Agar	CM0041B	500 g	調製可能培地 : 7.7 L
	CM0041R	2.5 kg	調製可能培地 : 38.5 L
	CM0041T	5 kg	調製可能培地 : 77.0 L
用途 : 真菌・酵母試験用培地			
サブローブドウ糖寒天培地 pH 5.6 Sabouraud Dextrose Agar pH 5.6	R454462	500 g	調製可能培地 : 7.7 L
用途 : 真菌・酵母試験用培地			
サブローブドウ糖液体培地 EP/USP/JP Sabouraud Dextrose Liquid Medium (Sabouraud Dextrose Broth) EP/USP/JP	CM0147B	500 g	調製可能培地 : 16.7 L
用途 : 医薬品および化粧品品の真菌酵母検査用の無菌試験培地。EP/USP/JP/BPの試験法に準拠			
サブロー麦芽糖寒天培地 Sabouraud Maltose Agar	CM0541B	500 g	調製可能培地 : 7.7 L
用途 : 真菌等の培養用培地			

Salmonella Precip Method : サルモネラプレシスメソッド

One Broth-Salmonella : ワンブロス - サルモネラ

ワンブロス-サルモネラ基礎培地 ONE Broth-Salmonella Base	CM1091B	500 g	調製可能培地 : 20.0 L
ワンブロス-サルモネラ選択サプリメント ONE Broth-Salmonella Selective Supplement	SR0242E	10 vials	225 mL/vials
	SR0242B	10 vials	2.25 L/vials
用途 : サルモネラ選択増菌用培地			

Brilliance Salmonella Agar : ブリリアンス サルモネラ寒天培地

ブリリアンス サルモネラ寒天御培地 Brilliance Salmonella Agar Base	CM1092B	500 g	調製可能培地 : 9.3 L
サルモネラサプリメント Salmonella Selective Supplement	SR0194E	10 vials	500 mL/vial
用途 : サルモネラ選択分離用酵素基質培地			
ソルトミートブイオンタブレット Salt Meat Broth Tablets	CM0094C	100 tab	5 mL/tab
用途 : ブドウ球菌分離用増菌培地			
シェドラーアナエロブ寒天培地 Schaedler Anaerobe Agar	CM0437B	500 g	調製可能培地 : 12.5 L
用途 : 嫌気性菌用培地			
シェドラーアナエロブブイオン Schredler Anaerobe Broth	CM0497B	500 g	調製可能培地 : 18.9 L
用途 : 嫌気性菌発育用培地			

Selenite Cystine Broth : セレナイトシスチンブイオン

セレナイトシスチン基礎ブロス Selenite Cystine Broth Base	CM0699B	500 g	調製可能培地 : 26.3 L
亜セレン酸水素ナトリウム Sodium Biselenite	LP0121A	100 g	調製可能培地 : 25.0 L
用途 : サルモネラ選択増菌用培地			

セレナイトFブイオン : Selenite F Broth

セレナイトブイオン (ラクトース) Selenite Broth Base (Lactose)	CM0395B	500 g	調製可能培地 : 26.3 L
亜セレン酸水素ナトリウム Sodium Biselenite	LP0121A	100 g	調製可能培地 : 25.0 L
用途 : サルモネラ選択増菌用培地			

センシテスタ寒天培地 Sensitest Agar	CM0409B	500 g	調製可能培地 : 15.6 L
	CM0409R	2.5 kg	調製可能培地 : 78.0 L
用途 : 薬剤感受性試験用培地			

Shahadi Ferguson Agar : シャハディファーガソン寒天培地

ウェルシュ菌寒天基礎培地 (TSC/SFP) Perfringens Agar Base (TSC/SFP)	CM0587B	500 g	調製可能培地 : 10.9 L
ウェルシュ菌 (SFP) サプリメント Perfringens (SFP) Supplement	SR0093E	10 vials	500 mL/vial
卵黄乳液 Egg Yolk Emulsion	SR0047C	10 vials	100 mL/vial
用途 : ウェルシュ菌選択分離用培地			
ヒツジ血液寒天基礎培地 Sheep Blood Agar Base	CM0854B	500 g	調製可能培地 : 12.5 L
用途 : 栄養要求厳しい菌 (レンサ球菌など) 培養用培地			

SIM 培地 SIM Medium	CM0435B	500 g	調製可能培地：16.7 L
用途：腸内細菌科鑑別用培地			
シモンズクエン酸寒天培地 Simmons Citrate Agar	CM0155B	500 g	調製可能培地：21.7 L
用途：腸内細菌科鑑別用培地			
Skirrow Selective Medium：スキロー選択培地			
血液寒天基礎培地 No.2 Blood Agar Base No.2	※ CM0271B	500 g	調製可能培地：12.5 L
コロンビア血液寒天基礎培地 Columbia Blood Agar Base	※ CM0331B	500 g	調製可能培地：12.8 L
カンピロバクター選択サプリメント (スキロー) Campylobacter Selective Supplement (Skirrow)	SR0069E	10 vials	500 mL/vial
	SR0069H	10 vials	2.0 L/vial
カンピロバクター発育サプリメント Campylobacter Growth Supplement	SR0232E	10 vials	500 mL/vial
用途：カンピロバクター選択分離用培地。※どちらかを選択してご使用下さい。			
スラネッツ・バートレイ 腸球菌寒天培地 Slanetz and Bartley Medium (Enterococcus Agar)	CM0377B	500 g	調製可能培地：11.9 L
用途：腸球菌選択分離用培地			
ソルビトールマッコンキー寒天培地 Sorbitol MacConkey Agar	CM0813B	500 g	調製可能培地：9.7 L
	CM0813R	2.5 kg	調製可能培地：48.5 L
用途：大腸菌 O157 選択分離用培地			
BCIG 加ソルビトール-マッコンキー寒天培地 Sorbitol MacConkey Agar with BCIG	CM0981B	500 g	調製可能培地：9.7 L
	SR0172E	10 vials	500 mL/vial
	SR0172H	10 vials	2.0 L/vial
	SR0172N	10 vials	9.0 L/vial
サルモネラ・シゲラ寒天培地 (SS 寒天培地) SS Agar	CM0099B	500 g	調製可能培地：7.9 L
用途：サルモネラ/シゲラ分離用培地			
サルモネラ・シゲラ改良型寒天培地 SS Agar Modified	CM0533B	500 g	調製可能培地：8.8 L
用途：サルモネラ/シゲラ分離用培地			
STAA Agar：STAA 寒天培地			
STAA 寒天基礎培地 STAA Agar Base	CM0881B	500 g	調製可能培地：13.5 L
STAA 選択サプリメント (アクチジオン含有) STAA Selective Supplement without actidione	SR0151E	10 vials	500 mL/vial
用途：Brochothrix thermosphacta 分離用培地			
STA Agar：STA 寒天培地			
STAA 寒天基礎培地 STAA Agar Base	CM0881B	500 g	調製可能培地：13.5 L
STA 選択サプリメント (アクチジオン不含) STA Selective Supplement without actidione	SR0162E	10 vials	500 mL/vial
用途：Brochothrix thermosphacta 分離用培地			
標準プレートカウント寒天培地 APHA Standard Plate Count Agar APHA	CM0463B	500 g	調製可能培地：21.3 L
用途：一般細菌数測定用培地			
スタフィロコッカス培地 No.110 Staphylococcus Medium No.110	CM0145B	500 g	調製可能培地：3.3 L
用途：ブドウ球菌選択分離用培地			
スチュアート輸送培地 (改良型) Stuart Transport (Modified) Medium	CM0111B	500 g	調製可能培地：31.3 L
用途：輸送用低栄養半流動培地			
トリプトン胆汁酸 X-グルクロニド寒天培地 TBX Agar (Tryptone Bile X-Glucuronide Agar)	CM0945A	100 g	調製可能培地：2.7 L
	CM0945B	500 g	調製可能培地：13.7 L
	CM0945R	2.5 kg	調製可能培地：68.5 L
用途：大腸菌検出用発色培地			
Tergitol-7 Agar：タージトル-7 寒天培地			
タージトル-7 寒天基礎培地 Tergitol-7 Agar Base	CM0793B	500 g	調製可能培地：9.2 L
0.125% TTC (トリフェニルテトラゾリウム塩) 溶液 TTC Solution (0.125%)	SR0148A	10 × 2 mL	100 mL/vial
0.5% TTC (トリフェニルテトラゾリウム塩) 溶液 TTC Solution (5%)	SR0211C	100 mL	
用途：大腸菌群検出用培地			
テトラチオネート基礎ブイオン Tetrathionate Broth Base	CM0029B	500 g	調製可能培地：6.5 L
用途：サルモネラ選択増菌用培地			
テトラチオネート基礎ブイオン (USA) Tetrathionate Broth Base (USA)	CM0671B	500 g	調製可能培地：10.9 L
用途：サルモネラ選択増菌用培地。米国公定法準拠			

20 Culture Media and Supplements

Thayer Martin Media : サイヤー・マーチン培地

GC寒天基礎培地 GC Agar Base	CM0367B	500 g	調製可能培地 : 13.9 L
可溶性ヘモグロビン粉末 Haemoglobin Powder Soluble	LP0053B	500 g	調製可能培地 : 50.0 L
バイトックスプラス Vitox plus diluents	SR0090A	2 × 5 vials	500 mL/vial
	SR0090H	2 × 5 vials	2.0 L/vial
VCNサプリメント VCN Selective Supplement	SR0101E	10 vials	500 mL/vial
VCNTサプリメント VCNT selective Supplement	SR0091E	10 vials	500 mL/vial
	SR0091H	10 vials	2.0 L/vial
用途 : 淋菌 (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) 分離用培地			
チオグリコレートブイオン (変法) Thioglycollate Broth, Alternative	CM0391B	500 g	調製可能培地 : 17.2 L
用途 : 粘度のある製剤試験用、低粘度培地			
チオグリコレート培地 Thioglycollate Medium	CM0173B	500 g	調製可能培地 : 16.9 L
	CM0173T	5 kg	調製可能培地 : 169.0 L
チオグリコレート培地 (Brewer) Thioglycollate Medium (Brewer)	CM0023B	500 g	調製可能培地 : 25.0 L
用途 : 生物学的製剤の無菌試験用培地			

Tinsdale Medium : チンスダール培地

チンスダール寒天基礎培地 Tinsdale Agar Base	CM0487B	500 g	調製可能培地 : 11.1 L
チンスダールサプリメント Tinsdale Supplement	SR0065A	10 vials	200 mL/vial
用途 : ジフテリア (<i>Corynebacterium diphtheria</i>) 用選択分離用培地			
トッド-ヒューイットブイオン Todd-Hewitt Broth	CM0189B	500 g	調製可能培地 : 13.7 L
用途 : レンサ球菌試験用培地			
トマトジュース寒天培地 Tomato Juice Agar	CM0113B	500 g	調製可能培地 : 9.6 L
用途 : 発育・計数用培地			

Trichomonas Medium : トリコモナス培地

トリコモナス基礎培地 Trichomonas Medium Base	CM0161B	500 g	調製可能培地 : 13.3 L
ウマ血清 Horse Serum	SR0035C	100 mL	
用途 : <i>Trichomonas vaginalis</i> 発育用培地			
TSI寒天培地 Triple Sugar Iron Agar	CM0277B	500 g	調製可能培地 : 7.7 L
用途 : 腸内細菌科の鑑別用培地			
トリプトン胆汁酸寒天培地 Tryptone Bile Agar	CM0595B	500 g	調製可能培地 : 13.7 L
用途 : 大腸菌検出用培地			
トリプトングルコースエキス寒天培地 Tryptone Glucose Extract Agar	CM0127B	500 g	調製可能培地 : 20.8 L
用途 : 米国において乳製品試験に用いられる培地			

Tryptone Soya Agar (Soybean Casein Digest Agar) : トリプトンソーヤ寒天培地 (SCD寒天培地)

トリプトンソーヤ寒天培地 (大豆カゼイン消化物寒天培地) Tryptone Soya Agar (Soybean Casein Digest Agar)	CM0131B	500 g	調製可能培地 : 12.5 L
	CM0131R	2.5 kg	調製可能培地 : 62.5 L
	CM0131T	5 kg	調製可能培地 : 125.0 L
用途 : 一般微生物の培養用。EP/USP/JP/BPの無菌試験に準拠。			

Tryptone Soya Broth (Soybean Casein Medium) : トリプトンソーヤブイオン (SCDブイオン)

トリプトンソーヤブイオン (大豆カゼイン消化物培地) Tryptone Soya Broth (Soybean Casein Medium)	CM0129B	500 g	調製可能培地 : 16.7 L
	CM0129R	2.5 kg	調製可能培地 : 83.3 L
	CM0129T	5 kg	調製可能培地 : 167.0 L
用途 : 一般微生物の培養用。EP/USP/JP/BPの無菌試験に準拠。			

Tryptone Soya Broth Modified (mTSB) : 改良型トリプトンソーヤブイオン (mTSB)

改良型トリプトンソーヤ基礎ブイオン (mTSB) Modified Tryptone Soya Broth (mTSB) Base	CM0989B	500 g	調製可能培地 : 15.2 L
ノボビオシン サプリメント Nobobiocin Supplement	SR0181E	10 vials	500 mL/vial
用途 : 大腸菌 O157 選択増菌用培地			
トリプトン水 Tryptone Water	CM0087B	500 g	調製可能培地 : 33.3 L
用途 : インドール試験用培地			
トリプトース血液寒天基礎培地 Tryptose Blood Agar Base	CM0233B	500 g	調製可能培地 : 16.7 L
用途 : 栄養要求の厳しい細菌用培地			
トリプトースリン酸ブイオン Tryptose Phosphate Broth	CM0283B	500 g	調製可能培地 : 16.9 L
	CM0283T	5 kg	調製可能培地 : 169.0 L
用途 : 栄養要求の厳しい微生物用培地			

Tryptose Sulphite Cycloserine (TSC) Agar : TSC (トリプトース サルファイト シクロセリン) 寒天培地

ウェルシュ菌寒天基礎培地 (TSC/SFP) Perfringens Agar Base (TSC/SFP)	CM0587B	500 g	調製可能培地 : 10.9 L
ウェルシュ菌TSCサプリメント Perfringens (TSC) Supplement	SR0088E	10 vials	500 mL/vial
卵黄乳液 Egg Yolk Emulsion	SR0047C	10 vials	100 mL/vial

用途 : ウェルシュ菌選択分離用培地

Universal Beer Agar : ユニバーサルビール寒天培地

ユニバーサルビール寒天基礎培地 Universal Beer Agar	CM0651B	500 g	調製可能培地 : 8.1 L
0.1% シクロヘキシミド溶液 Cycloheximide 0.1% Solution	SR0222C	100 mL	

用途 : ビール腐敗菌検出用培地

Urea Agar : 尿素寒天培地

尿素寒天基礎培地 (クリステンセン寒天基礎培地) Urea Agar Base (Chistensen Agar Base)	CM0053B	500 g	調製可能培地 : 20.8 L
40% 尿素溶液 Urea 40% Solution	SR0020K	10 × 5 mL	100 mL/vial

用途 : ウレアーゼの産生性鑑別用培地

Urea Broth : 尿素ブイヨン

尿素基礎ブロス Urea Broth Base	CM0071B	500 g	調製可能培地 : 55.6 L
40% 尿素溶液 Urea 40% Solution	SR0020K	10 × 5 mL	100 mL/vial

用途 : ウレアーゼの産生性鑑別用培地

**バンコマイシン サプリメント
Vancomycin Supplement**

	SR0186E	10 vials	3 mg/vial
	SR0247E	10 vials	5 mg/vial

**ベジタブルペプトンブロス
Vegetable Peptone Broth**

	VG0101B	500 g	調製可能培地 : 16.1 L
	VG0101T	5 kg	調製可能培地 : 161.3 L
	VG0101K	25 kg	調製可能培地 : 806.0 L

用途 : トリプトンソーヤブイヨンのアニマルフリー代替品。

**ベジタブルペプトンリン酸ブイヨン
Vegetable Peptone Phosphate Broth**

	VG0200B	500 g	調製可能培地 : 16.9 L
--	---------	-------	-----------------

用途 : トリプトンリン酸ブイヨンのアニマルフリー代替品。

**バイオレットレッド胆汁酸 (乳糖) 寒天培地
Violet Red Bile (Lactose) Agar**

	CM0107B	500 g	調製可能培地 : 13.0 L
	CM0107R	2.5 kg	調製可能培地 : 65.0 L
	CM0107T	5 kg	調製可能培地 : 130.0 L

用途 : 大腸菌群検出用培地

**バイオレットレッド胆汁酸 (乳糖) 寒天培地 (ISO)
Violet Red Bile (Lactose) Agar (ISO)**

	CM0968B	500 g	調製可能培地 : 13.0 L
--	---------	-------	-----------------

用途 : 大腸菌群検出用培地。ISO 準拠

**MUG 加バイオレットレッド胆汁酸寒天培地 (VRBA)
Violet Red Bile (VRBA) Agar with MUG**

	CM0978B	500 g	調製可能培地 : 13.0 L
--	---------	-------	-----------------

用途 : 大腸菌検出用培地、FDA/BAM 準拠

**バイオレットレッド胆汁酸ブドウ糖寒天培地
Violet Red Bile Glucose Agar**

	CM0485B	500 g	調製可能培地 : 13.0 L
	CM0485R	2.5 kg	調製可能培地 : 65.0 L
	CM0485T	5 kg	調製可能培地 : 130.0 L

用途 : 腸内細菌検出用培地

**バイオレットレッド胆汁酸ブドウ糖寒天培地 (EP/USP/JP/BP)
Violet Red Bile Glucose Agar (EP/USP/JP/BP)**

	R455302	500 g	調製可能培地 : 11.7 L
--	---------	-------	-----------------

用途 : 胆汁酸耐性グラム陰性菌検出用培地。EP/USP/JP/BP の試験法に準拠

**バイオレットレッド胆汁酸ブドウ糖寒天培地 (ISO)
Violet Red Bile Glucose Agar (ISO)**

	CM1082B	500 g	調製可能培地 : 13.0 L
--	---------	-------	-----------------

用途 : 腸内細菌検出用培地。ISO 準拠

Vogel-Johnson Agar : フォーゲル-ジョンソン寒天培地

フォーゲル-ジョンソン寒天培地 Vogel-Johnson Agar	CM0641B	500 g	調製可能培地 : 8.2 L
3.5% カリウム亜テルル酸カリウム溶液 Potassium Tellurite 3.5%	SR0030J	10 × 2 mL	

用途 : 黄色ブドウ球菌選択分離用培地

VRE Broth : VRE ブロス

VRE 基礎ブロス VRE Broth Base	CM0984B	500 g	調製可能培地 : 13.5 L
メロペネム サプリメント Meropenem Supplement	SR0184E	10 vials	500 mL/vial

用途 : バンコマイシン耐性腸球菌選択増菌用培地

22 Culture Media and Supplements

VRE Media : VRE 培地

VRE 寒天基礎培地 VRE Agar Base	CM0985B	500 g	調製可能培地 : 11.7 L
メロペネム サプリメント Meropenem Supplement	SR0184E	10 vials	500 mL/vial
ゲンタマイシン サプリメント Gentamicin Supplement	SR0185E	10 vials	500 mL/vial
バンコマイシン サプリメント Vancomycin Supplement	SR1086E	10 vials	500 mL
用途 : バンコマイシン耐性腸球菌選択分離用培地			
ウォータープレートカウント寒天培地 (ISO) Water Plate Count Agar (ISO)	CM1012B	500 g	調製可能培地 : 20.8 L
用途 : 水中微生物検出用培地			

Wilkins-Chalgren Anaerobe Agar : ウィルキンス-チャルグレン嫌気性寒天培地

ウィルキンス-チャルグレン寒天培地 Wilkins-Chalgren Anaerobe Agar	CM0619B	500 g	調製可能培地 : 11.6 L
ネオマイシン選択サプリメント 150 mg/vial Neomycin Supplement	SR0163H	10 vials	2 L/vial
N-S 嫌気性菌用サプリメント N-S Anaerobe Selective Supplement	SR0107B	10 vials	500 mL/vial
G-N 嫌気性菌用サプリメント G-N Anaerobe Selective Supplement	SR0108B	10 vials	500 mL/vial
用途 : 嫌気性菌選択分離用培地			

Wilkins-Chalgren Anaerobe Broth : ウィルキンス-チャルグレンブイヨン

ウィルキンス-チャルグレンブイヨン Wilkins-Chalgren Anaerobe Broth	CM0643B	500 g	調製可能培地 : 15.2 L
用途 : 嫌気性菌発育用培地			

WL Nutrient Agar : WLニューウトリエント寒天培地

WL ニューウトリエント寒天培地 WL Nutrient Agar	CM0309B	500 g	調製可能培地 : 6.7 L
0.1% シクロヘキシミド溶液 Cycloheximide 0.1% Solution	SR0222C	100 mL	
用途 : 野生酵母の検出用培地			

WL Nutrient Broth : WLニューウトリエントブイヨン

WL ニューウトリエントブイヨン WL Nutrient Broth	CM0501B	500 g	調製可能培地 : 8.3 L
0.1% シクロヘキシミド溶液 Cycloheximide 0.1% Solution	SR0222C	100 mL	
用途 : 野生酵母の検出用培地			

Wort Agar : 麦芽汁寒天培地

麦芽汁寒天培地 Wort Agar	CM0247B	500 g	調製可能培地 : 10.0 L
用途 : 酵母の発育、菌数測定用培地			

XLD Agar (EP/USP/JP/BP) : XLD寒天培地 (EP/USP/JP/BP)

XLD 寒天培地 (EP/USP/JP/BP) XLD Agar (EP/USP/JP/BP)	R459902	500 g	調製可能培地 : 9.0 L
用途 : サルモネラ選択分離用培地。EP/USP/JP/BPの試験法に準拠			

XLD Medium : XLD培地

XLD 培地 XLD Medium	CM0469B	500 g	調製可能培地 : 9.4 L
	CM0469R	2.5 kg	調製可能培地 : 47.0 L
用途 : サルモネラ選択分離用培地			

XLT-4 Agar : XLT-4寒天培地

XLT-4 寒天基礎培地 XLT-4 Agar Base	CM1061B	500 g	調製可能培地 : 8.5 L
XLT-4 サプリメント XLT-4 Selective Supplement	SR0237C	100 mL	21.7 L 用
用途 : サルモネラ選択分離用培地			

Yeast and Mould Agar : イーストアンドモールド (YM) 培地

イーストアンドモールド (YM) 培地 Yeast and Mould Agar	CM0920B	500 g	調製可能培地 : 12.2 L
用途 : 酵母 / 真菌分離用培地			

Yeast Extract Agar : 酵母エキス寒天培地

酵母エキス寒天培地 Yeast Extract Agar	CM0019B	500 g	調製可能培地 : 21.7 L
	CM0019R	2.5 kg	調製可能培地 : 108.5 L
用途 : 水中細菌数測定用培地			

Yersinia Selective Medium (CIN) Agar : エルシニア選択寒天培地

エルシニア選択寒天基礎培地 (CIN) Yersinia Selective Medium (CIN) Agar	CM0653B	500 g	調製可能培地 : 8.6 L
エルシニア選択サプリメント Yersinia Selective Supplement	SR0109E	10 vials	500 mL/vial
用途 : エルシニアエンテロコリチカ選択分離用寒天培地			

Supplementary Reagents : サプリメント

広域ベータ-ラクタマーゼ混合物 Broad Spectrum Beta-Lactamase Mixture	SR0113E	10 vials	
卵黄乳液 Egg York Emulsion	SR0047C	100 mL	
亜テルル酸加卵黄乳液 Egg Yolk Tellurite Emulsion	SR0054C	100 mL	
ファイルズエキス Fildes Extract	SR0046C	100 mL	
ウマ血清 Horse Serum	SR0035C	100 mL	
10% 乳酸 Lactic Acid (10%)	SR0021H	10 vials	1 mL/vial
	SR0021K	10 vials	5 mL/vial
ウマ溶血血液 Laked Horse Blood	SR0048C	100 mL	
ニトロセフィン (溶解液付) Nitrocefin	SR0112C	2 × 5 vials	1 mg/vial
ペナーゼ Penase	SR0129B	1 vial	
乳酸カリウム Potassium Lactate	SR0037H	10 vials	1 mL/vial
3.5% 亜テルル酸カリウム Potassium Tellurite 3.5%	SR0030J	10 vials	2 mL/vial
RPF サプリメント RPF Supplement	SR0122A	10 vials	
スプタゾル Sputasol	SR0233A	10 vials	
トマトジュース Tomato Juice	SR0032C	100 mL	
TTC 溶液 (0.125%) TTC Solution (0.125%)	SR0148A	10 vials	2 mL/vial
TTC 溶液 (1%) TTC Solution (1%)	SR0229K	10 vials	5 mL/vial
TTC 溶液 (5%) TTC Solution (5%)	SR0211C	100 mL	
40% 尿素溶液 Urea 40% Solution	SR0020K	10 vials	5 mL/vial

Antibiotic Single Supplements : 選択剤 (抑制剤) サプリメント

アンピシリン サプリメント Ampicillin Supplement	SR0136E	10 vials	2.5 mg/vial
セフィキシム サプリメント Cefixime Supplement	SR0191E	10 vials	0.025 mg/vial
セファレキシム (ボルデテラ選択) サプリメント Cephalexin (Bordetella Selective) Supplement	SR0082E	10 vials	20 mg/vial
クロラムフェニコール サプリメント Chloramphenicol Supplement	SR0078E	10 vials	50 mg/vial
	SR0078H	10 vials	200 mg/vial
シクロヘキシミド溶液 Cycloheximide Solution	SR0222C	100 mL	0.1% 溶液
D-シクロセリン (パーフリンジェンス TSC) サプリメント D-cycloserine (Perfringens TSC) Supplement	SR0088E	10 vials	200 mg/vial
ゲンタマイシン サプリメント Gentamicin Supplement	SR0185E	10 vials	256 mg/vial
硫酸カナマイシン サプリメント Kanamycin Sulphate Supplement	SR0092E	10 vials	10 mg/vial
メロペネム サプリメント Meropenem Supplement	SR0184E	10 vials	1 mg/vial
ネオマイシン サプリメント Neomycin Supplement	SR0163H	10 vials	150 mg/vial
ノビオシン サプリメント Novobiotin Supplement	SR0181E	10 vials	10 mg/vial
オキシテトラサイクリン (OGYE 選択) サプリメント Oxytetracycline (OGYE Selective) Supplement	SR0073A	10 vials	50 mg/vial
ポリミキシン B サプリメント Polymyxin B Supplement	SR0099E	10 vials	50,000 IU/vial
バンコマイシン B サプリメント Vancomycin Supplement	SR0186E	10 vials	3 mg/vial
	SR0247E	10 vials	5 mg/vial

24 Culture Media and Supplements

Dry-Bags with Filters : ドライバッグ

緩衝ペプトン水 Buffered Peptone Water	DB0509M	10 包装	
緩衝ペプトン水 (ISO) Buffered Peptone Water (ISO)	DB1049M	10 包装	
マキシマムリカバリー希釈液 Maximum Recovery Diluent	DB0733M	10 包装	

Dry-Bags without Filters : ドライバッグ (フィルターなし)

緩衝ペプトン水 Buffered Peptone Water	DB0509W	10 包装	
緩衝ペプトン水 (ISO) Buffered Peptone Water (ISO)	DB1049W	10 包装	
マキシマムリカバリー希釈液 Maximum Recovery Diluent	DB0733W	10 包装	
ハーフ フレーザーブイオン Half Frazer Broth	DB0895V	5 包装	
乳糖 ブイオン Lactose Broth	DB0137W	10 包装	

ReadyBags : レディバッグ

緩衝ペプトン水 Buffered Peptone Water	BM0104T	4 包装	3 L/包装
緩衝ペプトン水 (ISO) Buffered Peptone Water (ISO)	BM1104T	4 包装	3 L/包装
マキシマムリカバリー希釈液 Maximum Recovery Diluent	BM0204T	4 包装	3 L/包装

Bag Accessories : バッグアクセサリ

Dry-Bag用フィルター Dry-Bag Filter	DB0200A	1 個	
バッグコネクター (ディスポーザブル) Bag Connectors (disposable)	BM9925A	25 個入り	
バッグコネクター (ステンレススチール製) Bag Connectors (stainless steel)	BM9901A	1 個	

Biochemical Reagents : 生化学試験用試薬

塩基性フクシン Basic Fuchsin Inhibitor	BR0050A	10 g	
MUG サプリメント MUG Supplement	BR0071E	10 vials	50 mg/vial
リン酸緩衝生理食塩水タブレット (ダルベッコ A) Phosphate Buffered Saline (Dulbecco A)	BR0014G	100 錠	100 mL/錠
カルゴンリングル溶液 Calgon Ringers Solution	BR0049G	100 錠	10 mL/錠
リングルタブレット Ringers Solution	BR0052G	100 錠	500 mL/錠
チオ硫酸リングル液タブレット Thiosulphate Ringers	BR0048G	100 錠	500 mL/錠
生理食塩水タブレット Saline Tablets	BR0053G	100 錠	500 mL/錠

Laboratory Preparations and Biological Extracts : 実験室調製品、ペプトン、エキス類

細菌用寒天 (寒天 No.1) Agar Bacteriological (Agar No.1)	LP0011B	500 g	
	LP0011T	5 kg	
寒天タブレット (寒天 No.3) Agar Tablets (Agar No.3)	CM0049C	100 錠	10 mL/錠
工業用寒天 (寒天 No.3) Agar Technical (Agar No.3)	LP0013B	500 g	
	LP0013T	5 kg	
精製寒天 Agar (Purified)	LP0028B	500 g	
胆汁酸塩 Bile Salts	LP0055J	250 g	
胆汁酸塩 No.3 Bile Salts No.3	LP0056J	250 g	
カゼイン酸加水分解物 Casein Hydrolysate (Acid)	LP0041B	500 g	
ブドウ糖 Dextrose Bacteriological	LP0071B	500 g	
ゼラチン Gelatin Bacteriological	LP0008B	500 g	
可溶性ヘモグロビン末 Heamoglobin Powder Soluble	LP0053B	500 g	
ラブ・レムコ末 (肉エキス) Lab-Lemco Powder (Beef Extract)	LP0029B	500 g	
	LP0029T	5 kg	
ラクトアルブミン加水分解物 Lactalbumin Hydrolysate	LP0048B	500 g	
細菌用乳糖 Lactose Bacteriological	LP0070B	500 g	

乾燥肝末 Liver desiccated	LP0026J	250 g	
中性肝消化物 Liver Digest Neutralised	LP0027B	500 g	
麦芽エキス Malt Extract	LP0039B	500 g	
細菌用ペプトン Peptone Bacteriological	LP0037B	500 g	
	LP0037T	5 kg	
細菌用ペプトン (中性) Peptone Bacteriological Neutralised	LP0034B	500 g	
真菌用ペプトン Peptone Mycological	LP0040B	500 g	
ペプトンP Peptone P	LP0049B	500 g	
スペシャルペプトン Peptone Special	LP0072B	500 g	
ペプトナイズドミルク Peptonized Milk	LP0032J	250 g	
プロテオースペプトン Proteose Peptone	LP0085B	500 g	
スキムミルク末 Skim Milk Powder	LP0031B	500 g	
亜セレン酸ナトリウム Sodium Biselenite	LP0121A	100 g	
塩化ナトリウム Sodium Chloride	LP0005B	500 g	
大豆ペプトン (中性) Soya Peptone Neutralised	LP0044C	400 g	
トリプトン Tryptone	LP0042B	500 g	
	LP0042T	5 kg	
トリプトンT Tryptone T	LP0043B	500 g	
トリプトース Tryptose	LP0047B	500 g	
酵母エキス Yeast Extract Powder	LP0021B	500 g	
	LP0021T	5 kg	

Veggie-tones : ベジトン

コールドフィルタブルベジタブルペプトンブロス Cold Filterable Vegetable Peptone Broth	VG0104B	500 g	
	VG0104T	5 kg	
非遺伝子組換え大豆ペプトン GMO-Free Soya Peptone	VG0300B	500 g	
	VG0300T	5 kg	
ベジタブルペプトン No.1 Vegetable Peptone No.1	VG0100B	500 g	
	VG0100T	5 kg	
	VG0100K	25 kg	
ベジタブルペプトンブロス Vegetable Peptone Broth	VG0101B	500 g	調製可能培地 : 16.1 L
	VG0101T	5 kg	調製可能培地 : 161.0 L
	VG0101K	25 kg	調製可能培地 : 806.0 L
ベジタブルペプトンリン酸ブロス Vegetable Peptone Phosphate Broth	VG0200B	500 g	調製可能培地 : 16.9 L

製品問い合わせ先

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
マイクロバイオロジー部

〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11 NBF上野ビル10F
TEL : 03-5826-1630
FAX : 03-5826-1631
Eメール : info.mbd.jp@thermofisher.com
URL : www.oxid.com

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc.
All rights reserved.

Folio No LT0001JP/08/2012

Thermo
S C I E N T I F I C

Part of Thermo Fisher Scientific