

# Connected Care 门户

只需轻点指尖，所有信息一目了然

Thermo Fisher Scientific 的 **Connected Care 门户** 为您提供有效管理系统和工作流程所需的洞见和知识。Connected Care 门户中安全的随选信息为您提供以下帮助：



- 通过多个参数评估仪器的性能
- 分析系统性能随时间变化的情况
- 跟踪系统健康和支持活动
- 快速定位报告和其他文档

Connected Care 门户在 Thermo Fisher 云环境中运行，可以通过 Web 浏览器随时轻松访问。在 Connected Care 门户内，您能找到众多视图和聚合数据集，它们将有助于提升系统性能和交钥匙维护和支持。

安全连接

随选信息

可付诸实施的  
洞见

轻松而又方便

## Connected Care 门户的主要功能



### 系统概览

按需提供对系统生产力和利用率的洞见。显示当前系统状态、系统运行状况指示和显微镜服务历史记录。



### 多系统视图

比较多个系统或组的性能，或审查一组已定义的系统以发现改进机会。



### 服务和支持概览

提供服务协议覆盖日期、服务请求状态以及剩余支持或应用资源的平衡情况的概览。



### 文档存储库

提供存储的车队报告、实施计划、现场勘测报告等。

Thermo Fisher Scientific 的 **Connected Care 门户**通过我们的 **Accelerate** 和 **Advance** 服务组合提供。

详见 [thermofisher.com/emserviceandsupport](https://thermofisher.com/emserviceandsupport)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC